

## S3 serien



### EN NY STANDARD

På Panthera, jobbar vi hela dagen, alla dagar, på att göra livet lättare för rullstols-användare. Nu, kan vi stolt presentera S3 serien. En standardstol som är allt annat än det..

### 113 FÖRBÄTTRINGAR FÖR VARDAGEN

Vår mål, som alltid, har varit att förbättra, förenkla och skapa möjligheter. Kolfiber, krommolybden och titan ger stabilitet, styrka och låg vikt. Integrerad funktionalitet och färre delar banar väg för lättare montering och justeringar. Körningen är smidigare, lyften lättare och sittandet mer komfortabelt. Faktiskt har vi kommit på 113 sätt att förbättra vardagen. Njut av åkturen.

## Tillbehör och funktioner



#### SIDOSKYDD

Mjuk ovandel skapar nya möjligheter




#### ARMSTÖD

Fullt justerbara av brukaren utan verktyg



#### TIPPSKYDD

Kan fällas ut eller in av brukaren själv sittandes i rullstolen.



#### LÄNKHJUL

Unik konstruktion som kombinerar två funktioner. Lättrullande samt stabila på mjukt underlag.



#### JUSTERBARA KÖRHANDTAG

Fullt justerbara i höjd och vinkel utan verktyg.



#### FÄLLBARA KÖRHANDTAG

Diskreta, lätta och funktionella.



## Modeller



**Panthera S3**  
S3, S3 kort, S3 kort-låg, S3 large



**Panthera U3**



**Panthera S3 Swing**  
S3 Swing, S3 Swing-kort



**Panthera U3 Light / L**



fakta	S3	U3	SWING	U3 LIGHT
sittbredd	33-50 cm	33-45 cm	33-50 cm	33-45 cm
totalvikt	8.3 kg*	8.2 kg*	9.5 kg*	5.9 kg*
transportvikt	4.7 kg*	4.6 kg*	4.6 kg**	3.6 kg*
max. brukarvikt	33-42 cm; 100 kg 45-50 cm; 150 kg	33-42 cm; 100 kg 45 cm; 150 kg	33-42 cm; 100 kg 45-50 cm; 150 kg	100 kg

\*med bromsar  
\*\*utan benstöd

Alla modeller är testade och godkända enligt standard EN12183:2014 och ISO-7176-16  
S3, U3 och Swing är testade och godkända enligt krocktest standard ISO-7176-19:2001

Panthera AB, Gunnebogatan 26, SE-163 53 Spånga, Sweden, +46-8-761 50 40, [www.panthera.se](http://www.panthera.se)

