

## Dyna anpassningsbar- uppdaterad

Klicka på bilderna för större format



TIDIGARE UTFORMNING  
OVANSIDA



NY UTFORMNING  
OVANSIDA



TIDIGARE UTFORMNING  
UNDERSIDA



NY UTFORMNING  
UNDERSIDA

### Uppdatering av dyna anpassningsbar

Önskemål från våra kunder har varit att ta bort den sömmen som finns på ovansidan på [dyna anpassningsbar](#).

Vi tackar för feedback och har nu åtgärdat detta. Dynan är nu helt i mesh och utan söm på ovansidan av dynan. Artikelnr är oförändrat.

<b>Gäller dynor</b>		
5722420	Dyna anpassningsbar d15-20 b24 h2,5	Micro kort
5722720	Dyna anpassningsbar d15-20 b27 h2,5	Micro kort
5752420	Dyna anpassningsbar d15-20 b24 h5	Micro kort
5752720	Dyna anpassningsbar d15-20 b27 h5	Micro kort
5722425	Dyna anpassningsbar d20-25 b24 h2,5	Micro lång, Bambino
5722725	Dyna anpassningsbar d20-25 b27 h2,5	Micro lång, Bambino
5752425	Dyna anpassningsbar d20-25 b24 h5	Micro lång, Bambino
5752725	Dyna anpassningsbar d20-25 b27 h5	Micro lång, Bambino
5722434	Dyna anpassningsbar d25-35 b24 h2,5	Bambino, S3 Kort (Abd)
5722734	Dyna anpassningsbar d25-35 b27 h2,5	Bambino, S3 Kort (Abd)
5723034	Dyna anpassningsbar d25-35 b30 h2,5	Bambino, S3 Kort (Abd)
5723334	Dyna anpassningsbar d25-35 b33 h2,5	Bambino, S3 Kort (Abd)
5752434	Dyna anpassningsbar d25-35 b24 h5	Bambino, S3 Kort (Abd)
5752734	Dyna anpassningsbar d25-35 b27 h5	Bambino, S3 Kort (Abd)
5753034	Dyna anpassningsbar d25-35 b30 h5	Bambino, S3 Kort (Abd)
5753334	Dyna anpassningsbar d25-35 b33 h5	Bambino, S3 Kort (Abd)

### Vid frågor var god kontakta:

Sales Manager Sweden/Norway & Sales Support DK

**Helena Lemoine**

[helena.lemoine@panthera.se](mailto:helena.lemoine@panthera.se)

Tel: 08-557 608 77