


## PreTech - En ny dyna från Panthera.

Klicka på bilderna för större format



### Vi vill informera om vår nya dyna preTech som nu finns till försäljning

Genom att samla kunskap från våra mest erfarna brukare, terapeuter och ingenjörer, har vi tagit fram denna dyna för den aktiva användaren, med behov av en fast, tryckfördelande dyna.

Dynan ([hemsidan](#))

- är optimerad för Pantheras rullstolar avseende mått och passform
- har en fast plan främre yta
- har låg vikt
- är uppbyggd av en fast bas med uppepåliggande skumskikt
- inkoöverdrag ingår som standard
- överdraget har ett stretchigt topptyg och antihalk undertill samt kardborre som matchar sitsklädslar på Panthera-rullstolar, allt för att den ska ligga kvar bra i stolen
- diskret design med dold dragkedja och reflexband på sidan

#### Finns i storlekarna:

Benämning	Art.nr.
Dyna preTech 33x35/40	5773335
Dyna preTech 36x35/40	5773635
Dyna preTech 39x35/40	5773935
Dyna preTech 42x35/40	5774235
Dyna preTech 45x35/40	5774535
Dyna preTech 33x40/45	5773340
Dyna preTech 36x40/45	5773640
Dyna preTech 39x40/45	5773940
Dyna preTech 42x40/45	5774240
Dyna preTech 45x40/45	5774540

För visning eller produktfråga

kontakta er lokala produktspecialist:

[Produktspecialister](#)

För att lägga till till avtal kontakta:

**Helena Lemoine**

Sales Manager Sweden/Norway & Sales

[helena.lemoine@permobil.com](mailto:helena.lemoine@permobil.com)

Tel: 08-557 608 77