

Nyhet - Täckpropp armstöd S3

Klicka på bilden för större format



LOSSA ARMSTÖD S3



ARMSTÖD S3 BORTTAGET



TÄCKPROPP ARMSTÖD S3



TÄCKPROPP MONTERAT

Täckpropp översida armstöd S3

Från och med första Maj kan Panthera nu erbjuda den nya produkten "Täckpropp armstöd S3".

I de lägen som användaren vill ta loss armstödet från sidoskyddet blir det en öppning på ovansidan där armstödet varit monterat.

Med Täckproppen till Armstöd S3 blir det nu möjligt att täcka över denna öppning för ökad komfort om armstödet ska användas som sidoskydd enbart.

Art.nr.	Benämning
4401140	Täckpropp översida armstöd S3 par
4401141	Täckpropp översida armstöd S3 VÄ
4401142	Täckpropp översida armstöd S3 HÖ