

Utprovad av:

E-post:

Utprovad för:

Telefon:

Datum:

Spara guiden till skrivbordet
och öppna den därifrån

Bambino 3 har en justerbar bakaxel. För att hitta en balansering som passar dig så kan bakaxeln flyttas till olika lägen. Ange önskat mått under "Inställningar". Bambino har sitt höjd 41 cm fram och 39 bak, utan dyna. För att justera sitt höjden kan andra storlekar av drivhjul eller ett förhöjningskit och passande framgaffel väljas från tillvalslistan. Max brukarvikt är **60 kg för sittbredd 24-33**.

Spara guiden på "skrivbordet" och öppna den med **Adobe Reader**, för bästa funktion. Välj utförande på din rullstol genom att klicka i cirkelarna i denna guide. **Blå, understruken text** är klickbar för att **visa info** eller bild. **BB** = sittbredd, **HH** = rygg höjd

Original utförande

Alternativt utförande

Mindre vanliga alternativ [info](#)

1) Chassi-färg

- Blå** - Racing Blue
- Svart** - Anodic Black
- Rensa**

Tillvalsfärg - extra kostnad och längre

- leveranstid tillkommer, Fyllt i valt art.nr. i rutan

2) Sittbredd (BB)

[art.nr.](#)

- Rensa**

- 24 cm**
- 27 cm**

Art.nr inkluderar: chassi, sits, rygggläs, tipskydd, Med 24" drivhjul monteras tipskydd +30 mm.

3) Ryggstöd justerbar höjd

- 20-28 cm blå** 523BB17
- 20-28 cm svart** 523BB17BL
- Rensa**
- 27-35 cm blå** 523BB18
- 27-35 cm svart** 523BB18BL

4) Bakaxel

- Carbon** 6gr 33030BB
- Rensa**

- Carbon** 6gr +10 mm 33031BB

Vid 20" drivhjul +120 mm länkhjul

- Annan** bakaxel eller sitt höjd

[Ökning av sitt höjd](#)

art. _____

5) Länkhjul

- 120 mm** [art.nr.](#)
 - Rensa**
- Vid drivhjul 20" behövs höjning av bakaxel 10 mm

- 90 mm** [art.nr.](#)
- Standardval vid drivhjul 20"

- Annan framgaffel**

[Excel guide](#) art. _____

6) Fotstöd

- Fotplatta B3** - fällbar, vinkeljusterbar 42341BB

- Rensa**

7) Broms

- Broms B3** 4630200
- Rensa**

- Broms B3** framflyttad 4630300

Vid 24" drivhjul

- Bromsblad B3** PU däck SET 4630234

8) Drivhjul - utan drivring

- 22" Standard** [art.nr.](#)
- Rensa**

- 20" Standard** [art.nr.](#)
- 24" Standard** [art.nr.](#)

[Drivhjulstorlek](#)

- Annat drivhjul**

art. _____

Däck - välj däck

- Schwalbe Right Run** 20",22",24"
- Rensa**

- Grovmonstrat** 24"
- Schwalbe **Marathon Plus** 22",24"

- PU** 20",22",24" (massivt)

9) Drivring

- Titan** 190DD11 (x2 / rullstol)

- Rensa** **DD** = Hjul diameter

- Paragrip** 19051DDBT x2
- Tetragrip** 19052DDBT x2

- Maxgrepp 24"** (innehåller latex) 1903070 x2 (20") 1903080 x2 (22") 1903060 x2 (24")

Tillbehör

Sidoskydd

- [Sidoskydd B3](#) kort
4235010
- [Rensa](#)



Armstöd

- [Armstöd B3](#) Kort
med sidoskydd
4401410

Höjdställbar i 3 lägen



Sittbreddsadapter

- [Sittbreddsadapter](#)-par
4235020
- Sittbreddsadapter-vänster
4235021
- Sittbreddsadapter-höger
4235022

Begränsar ryggvinkel framåt till max 16 mm
Smalnar av sittbredd med 7,5mm / sida.

- [Rensa](#)

Bålstöd

- [Bålstöd B3](#) justerbart kpl st
4236000
- Vänster Höger
- Monterings position
- Standard Standard
- Smal -9mm Smal -9mm



Körbåge

- [Körbåge B3](#)
4233000

Höjd och vinkelställbar
med Quick release



Huvudstöd


- [Huvudstöd B3 Blå](#)
4710100
 - Huvudstöd B3 Svart
4710100BL
 - [Rensa](#)
 - Montering Låg Montering Hög
- Höjd, vinkel och djupreglerbart

Dyna

- [2,5 cm](#)
572BB25
- [5 cm](#)
575BB25
- [Rensa](#)

Kildyna

- [Kildyna](#)
57710BB
- ej bredd 24 cm



Fäste höftbälte

- Fästplåt höftbälte kpl
9900247 ryggfästning 2 punkts
- Fäste höftbälte klämma par
9900248 2-punktsfäste
- [Fäste höftbälte 4-p](#) plåt + klämma
9900250 4-punktsfäste
- Fäste höftbälte 4-p med klämmor
9900248 x 2 4-punktsfäste

Ekerskydd

- [Rensa](#)
- [24" Panthera logga](#) 4500000
- [22" Panthera logga](#) 4500100
- [20" Panthera logga](#) 4500021
- [24" Utan logga](#) 4500011
- [22" Utan logga](#) 4500111
- [24" Splash](#) 4500324
- [22" Splash](#) 4500322
- [20" Splash](#) 4500320
- [24" Bilfälg](#) 4500124
- [22" Bilfälg](#) 4500122
- [20" Bilfälg](#) 4500120
- [24" Vilda Djur](#) 4500424
- [22" Vilda Djur](#) 4500422
- [20" Vilda Djur](#) 4500420
- [24" Smiley](#) 4500224
- [22" Smiley](#) 4500222
- [20" Smiley](#) 4500220

* Rörskydd fram; Kan bli för långa om fotplattan är högt monterad.
Passar vid bakaxel i standardbalansering och fotplatta i lågläge 16 cm eller lägre, högläge 28 cm eller lägre, golv-ovankant fotplatta.

Övrigt

- [Rörskydd fram \(ramrör\) *](#)
9900251 (2st)
 - [Rörskydd bak \(ryggbåge\)](#)
9900251 (1 st) Ej med körbåge
 - [Ryggkil](#) _____ st
4710012
 - [Brickbord](#)
6810000
 - [Magnetfäste](#) på drivhjul till brickbord
6810010
 - [Bålstrap](#)
4380238
- Välj art.nr. för Freewheel efter vilken **fotstödshöjd** rullstolen har
Läs mer om Freewheel på [hemsidan](#)
- [Freewheel](#)
 - Freewheel-kit monterings detaljer
42342BB

Inställningar

Ryggstöds vinkel

Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel. 14-28 mm.
Standard=18 mm

A= _____ mm



Bakaxeljustering

Ange måttet (A) för önskad balansering.
Standard=87 mm

A= _____ mm



Fotstöd

Ange höjdmåttet mätt från golvet, (A) eller (B) för fotstödet.
[Bambino fotplatta med Freewheel - info](#)

A= _____ mm B= _____ mm

Standard

Standard

Vid 22" drivhjul
Mått högläge 210-310 mm
Mått lågläge 150-220 mm

Ange djup-position:

- Std position

- Framflyttad position 30 mm

Ange höjd-position:

- Högläge

- Lågläge



Transportmärkning

- JA märk upp stolen med fästpunkter för transport i färdtjänstfordon.
Art.nr.9000152

OBS! Se [bruksanvisningen](#) för närmare anvisningar.

Extra