

Utprovad av:

E-post:

Utprovad för:

Telefon:

Datum:

Rullstolens totalvikt (g):

Vikten ändras sig beroende på vilka val du gör nedan.

S3 Swing har delade, **undanfällbara benstöd** och en justerbar bakaxel av kolfiber. För att hitta en balansering som passar dig kan bakaxeln flyttas till olika lägen. Ange önskat mått under "Inställningar". S3 Swing har sitt höjd 45 cm fram och 43 bak, utan dyna. För att justera sitt höjden kan andra storlekar av drivhjul eller ett förhöjningskit och passande framgaffel väljas från tillvalslistan.

Max brukarvikt är 100 kg för sittbredd 36-42 och 150 kg för sittbredd 45-50 cm.

Spara guiden på "skrivbordet" och öppna den med **Adobe Reader**, för bästa funktion. Välj utförande på din rullstol genom att klicka i cirkelna i denna guide. **Blå, understruken text** är klickbar för att [visa info](#) eller bild.

BB = sittbredd, HH = rygghöjd

Original utförande

Alternativt utförande

Mindre vanliga alternativ [info](#)

1) Chassi-färg

- Svart - Anodic Black
- Rensa

Tillvalsfärg - extra kostnad och längre leveranstid tillkommer, Fyllt i valt art.nr. i rutan



2) Sittbredd (BB)

[art.nr.](#)

- Rensa

- 36 cm 39 cm 42 cm 45 cm 50 cm

Art.nr inkluderar:
chassi, sits,
rygggläs



3) Ryggstöd

- Standard
523BBHH VER2

- Rensa rygg

Rygghöjd (HH)

- 20 cm 35 cm
 25 cm 40 cm
 30 cm 45 cm

- Rensa höjd

Insvängd

525BBHH VER2

Bakåtbockad

524BBHH VER2

Annat ryggstöd

art. _____



4) Bakaxel

- Carbon standard**
33023BB

- Rensa

Carbon +15 mm

33023BC*

* sitbredd BB +1

Denna bakaxel används om man väljer till armstöd under Tillbehör och/eller val av ökad sitt höjd.

Annan bakaxel eller sitt höjd

[Ökning av sitt höjd](#)

art. _____



5) Länkhjul

- 120 mm
[art.nr.](#)

- Rensa

90 mm

[art.nr.](#)

150 mm

[art.nr.](#)



6) Fotstöd

- Swing S3 kpl par**
[art.nr.](#)

- Rensa

Fotplatta stor

[art.nr.](#)

Förlängda rör 40 mm

[art.nr.](#)

Hälband till fotplattor
[art.nr.](#)



7) Broms

- Broms S3**
4630000

- Rensa

Annan broms

art. _____



8) Drivhjul - utan drivring

- 24" **Standard**
[art.nr.](#)

- Rensa

22" **Standard**

[art.nr.](#)

[Drivhjulstorlek](#)

25" **Spinergy X** svarta ekrar

[art.nr.](#)

26" **Spinergy X** svarta ekrar

[art.nr.](#)

Annat drivhjul

art. _____



Däck - välj däck

- Right Run** 22",24",25",26"

- Rensa

Grovmonstrat 24"

Marathon Plus 24",25",26"

PU 24" (massivt)



9) Drivring

- Titan**
190DD11 (x2 / rullstol)

- Rensa

DD = Hjul diameter

Paragrip

19051DDBT x2

Tetragrip

19052DDBTx2

Maxgripp 22",24" (innehåller latex)
1903060 x2 (60=24", 80=22")

Aluminium
1904404 x2 (04=24", 05=25", 06=26")

Tillbehör



Sidoskydd S3

- [Sidoskydd S3](#) [Video](#)
art.nr.

Rensa



Armstöd

- [Armstöd S3](#) [Video](#)
art.nr.



Sidoskydd Carbon

- [Sidoskydd Carbon](#)
art.nr.



Körhandtag H/S

- [Höj / sänkbara S3](#) [Video](#)
4252060 VER2
- [Höj / sänkbara S3+10 cm](#)
4252063 VER2
Max. brukarvikt 100kg
- Rensa



Körhandtag Fällbara

- [Fällbara S3](#) [Video](#)
4245000



Körbåge

- [Körbåge S3](#)
42400BB VER2
Max. brukarvikt 100kg



Tippskydd

- [Tippskydd](#) std sitthöjd
4353000 [Video](#)

[Annan sitthöjd](#)



Dyna

- [2,5 cm](#)
572BB40
- [5 cm](#)
575BB40
- Rensa

Kildyna

- [Kildyna](#)
57710BB



Ekerskydd

- [24" Panthera logga](#)
4500000
- [24" utan logga](#)
4500011
- Rensa



Övrigt

- [Rörskydd fram \(ramrör\)](#)
9900251 (2st)
- [Rörskydd bak \(ryggbåge\)](#)
9900251 (1 st)
- [Kryckkäppshållare S3](#) ___ st
9900301 (x1/krycka)
- [Ryggkil](#) ___ st
4710012

- [Bord S3](#)
6810020



Inställningar



Ryggstödsinkel

Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel.
14-28 mm. Standard=18 mm

A= _____ mm



Bakaxeljustering

Ange måttet (A) för önskad balansering.
Standard=40 mm, vid höjning av bakaxel=31 mm

A= _____ mm



Fotstödshöjd

Ange måttet (A) och (B) för fotstöd.

A= _____ mm B= _____ mm



Transportmärkning

- JA märk upp stolen med fästpunkter för transport i färdtjänstfordon.

Art.nr.9000152

OBS! Se [bruksanvisningen](#) för närmare anvisningar.

EXTRA

