

Utprovad av:

E-post:

Utprovad för:

Telefon:

Datum:

Rullstolens totalvikt (g):

Vikten ändras sig beroende på vilka val du gör nedan.

U3 har en justerbar bakaxel av kolfiber. För att hitta en balansering som passar dig så kan bakaxeln flyttas till olika lägen. Ange önskat mått under "Inställningar". U3 har sitthöjd 47 cm fram och 43 bak, utan dyna. För att justera sitthöjden kan andra storlekar av drivhjul eller ett förhöjningskit och passande framgaffel väljas från tillvalslistan. Max brukarvikt är **100 kg för sittbredd 33-42** och **150kg för sittbredd 45 cm**.

Spara guiden på "skrivbordet" och öppna den med **Adobe Reader**, för bästa funktion. Välj utförande på din rullstol genom att klicka i cirkelna i denna guide. **Blå, understruken text** är klickbar för att **visa info** eller bild. **BB** = sittbredd, **HH** = rygghöjd

**Original utförande**

**Alternativt utförande**

**Mindre vanliga alternativ** [info](#)



**1) Chassi-färg**

Svart - Anodic Black

Tillvalsfärg - extra kostnad och längre leveranstid tillkommer, Fyllt i valt art.nr. i rutan



**2) Sittbredd (BB)**

[art.nr.](#)

Rensa

33 cm  36 cm  39 cm  42 cm  45 cm

Art.nr inkluderar: chassi, sits, ryggläs, vadbånd



**3) Ryggstöd**

Standard  
523BBHH VER2

Rensa

Rygghöjd (HH)

20 cm  35 cm  
 25 cm  40 cm  
 30 cm  45 cm  
art.

Rensa

Insvängd  
525BBHH VER2

[Info](#)

Bakåtbockad  
524BBHH VER2

Annat ryggstöd

art. \_\_\_\_\_



**4) Bakaxel**

Carbon standard  
33023BB

Rensa

Carbon +15 mm  
33023BC\*


\* sitbredd BB +1

Denna bakaxel används om man väljer till armstöd under Tillbehör och/eller val av ökad sitthöjd.

Annan bakaxel eller sitthöjd

[Ökning av sitthöjd](#)

art. \_\_\_\_\_



**6) Fotstöd**

Fotbåge Titan  
36915BB

Rensa

Förlängd, förstärkt  
36006BB (br. 33-36) 36006BBB (br. 39-45)

Plastplatta till fotbåge  
36010BB

Annat fotstöd

art. \_\_\_\_\_



**7) Broms**

Broms S3  
4630000

Rensa

Enhandsbroms, höger  
[art.nr.](#)

Annan broms

art. \_\_\_\_\_



**8) Drivhjul - utan drivring**

24" standard  
[art.nr.](#)

Rensa

24" Spinergy X svarta ekrar [art.nr.](#) [Drivhjulstorlek](#)

25" Spinergy X svarta ekrar  
[art.nr.](#)

26" Spinergy X svarta ekrar  
[art.nr.](#)

Annat drivhjul

art. \_\_\_\_\_



**Däck - väj däck**

Schwalbe Right Run 24",25",26"

Rensa

Grovmönstrat 24"

Schwalbe Marathon Plus 24",25",26"

PU 24" (massivt)



**9) Drivring**

24" Titan  
190DD11 (x2 / rullstol)

Rensa

DD = Hjuldiameter

Aluminium  
1904404 x2 (04=24", 05=25", 06=26")

Tetragrip  
19052DDBT x2

Paragrip  
19051DDBT x2

Maxgrepp 22", 24" (innehåller latex)  
1903060 x2 (60=24", 80=22")

## Tillbehör



### Sidoskydd

- [Sidoskydd S3](#) [Video](#)  
art.nr.
- Rensa



### Armstöd

- [Armstöd S3](#) [Video](#)  
art.nr.



### Sidoskydd Carbon

- [Sidoskydd Carbon](#)  
art.nr.



### Körhandtag H/S

- [Höj / sänkbara S3](#) [Video](#)  
4252060 VER2
- [Höj / sänkbara S3+10 cm](#)  
4252063 VER2  
Max. brukarvikt 100kg
- Rensa



### Körhandtag Fällbara

- [Fällbara S3](#) [Video](#)  
4245000



### Körbåge

- [Körbåge S3](#)  
42400BB VER2  
Max. brukarvikt 100kg



### Tippskydd

- [Tippskydd](#) std sitthöjd  
4353000 [Video](#)

[Annan sitthöjd](#)




### Dyna

- [2,5 cm](#)  
572BB40
- [5 cm](#)  
575BB40
- Rensa

### Kildyna

- [Kildyna](#)  
57710BB



### Ekerskydd

- [24" logga](#) 4500000
- [24" ej logga](#) 4500011
- [22" logga](#) 4500100
- [22" ej logga](#) 4500111
- Rensa



### Övrigt

- [Rörskydd fram](#) (ramrör)  
9900251 (2st)
- [Rörskydd bak](#) (ryggbåge)  
9900251 (1 st)
- [Kryckkäppshållare S3](#) \_\_\_ st  
9900301 (x1/krycka)
- [Ryggkil](#) \_\_\_ st  
4710012

Välj art.nr. för Freewheel efter vilken **fotstödshöjd** rullstolen har  
Läs mer om Freewheel på [hemsidan](#)

- [Freewheel](#)

- [Bord S3](#)  
6810020



## Inställningar



### Ryggstödsinkel

Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel.  
14-28 mm. Standard=20 mm

A= \_\_\_\_\_ mm



### Bakaxeljustering

Ange måttet (A) för önskad balansering.  
Standard=60 mm, vid höjning av bakaxel=51 mm

A= \_\_\_\_\_ mm

[Info 26" drivhjul med S3 broms](#)



### Fotstödshöjd

Ange måttet (A) för fotstöd.  
[Bambino fotplatta med Freewheel - info](#)

A= \_\_\_\_\_ mm



### Transportmärkning

- JA märk upp stolen med fästpunkter för transport i färdtjänstfordon.  
Art.nr.9000152

OBS! Se [bruksanvisningen](#) för närmare anvisningar.

Extra