

Utprovad av:

E-post:

Utprovad för:

Telefon:

Datum:

Rullstolens totalvikt (g):

Vikten ändras beroende på vilka val du gör nedan.

U3-light har en fast bakaxel av kolfiber som inte kan flyttas. För att hitta en balansering som passar dig, finns två olika modeller, U3 light och U3 light L. L är mer lättbalanserad och lättare att köra på bakhjulen. Finjustera balansen genom att positionera ryggstödet i tre olika lägen. U3 Light har sitt höjd 47 cm fram och 43 bak, utan dyna.  
Max brukarvikt är 100 kg för sittbredd 33-45.

Spara guiden på "skrivbordet" och öppna den med **Adobe Reader**, för bästa funktion. Välj utförande på din rullstol genom att klicka i cirkelarna i denna guide. **Blå, understruken text är klickbar för att visa info** eller bild. **BB** = sittbredd, **HH** = ryghöjd

**Original utförande**

**Alternativt utförande**

**Mindre vanliga alternativ** [info](#)

**1) Chassi-färg**

- Vit - Pearl White
- Svart - Anodic Black  Rensa

- Tillvalsfärg - extra kostnad och längre leveranstid tillkommer. Fyllt i valt art.nr. i rutan



**2) Sittbredd (BB)**

[art.nr.](#)

- 33 cm  36 cm  39 cm  42 cm  45 cm
- 33 cm L  36 cm L  39 cm L  42 cm L  45 cm L
- Rensa

Art.nr inkluderar: chassi, sits, vadbånd och sitsväska



**3) Ryggstöd**

Ryghöjd (HH)

- U3 light  25 cm
- 523BBHH L  30 cm
- Rensa  35 cm
- Rensa

**Ryggklädsel komfort**

- U3 light rygg med ryggklädsel S3 - mer vaddering, kraftigare ryggband men något tyngre
- Insvängd  25 cm
- 525BBHH L  Bakåtböckad  30 cm
- 524BBHH L

- Annat ryggstöd

art. \_\_\_\_\_



**4) Balansering** [info](#)

- Position A  Position B  Position C
- Minst lätt balanserad Medel balanserad Mest lätt balanserad
- Rensa

Placeringen av ryggstödet på chassit påverkar stolens balansläge. "lätt balanserad" = lätt att köra på bakhjulen. Positionen kan lätt ändras senare.



**5) Länkhjul**

- 90 mm X  90 mm S3
- 2100222 (x2 / rullstol)  120 mm S3
- Rensa  2100020 x2



**6) Fotstöd**

- Fotbåge X  Annat fotstöd
- 36004BB  36915BB
- Rensa

- Förlängd, förstärkt  Plastplatta till fotbåge
- 36006BB behövs för Freewheel  36010BB

art. \_\_\_\_\_



**7) Broms**

- Enhandsbroms, höger  Enhandsbroms, vänster
- [art.nr.](#)  Rensa

- Broms S3  Annat drivhjul
- 4630000

- Annat drivhjul



**8) Drivhjul - utan drivring** [art.nr.](#)

- 24" Spinerger X vita ekrar  25" Spinerger X svarta ekrar
- 24" Spinerger X svarta ekrar  Rensa

- 25" Spinerger X vita ekrar  25" Spinerger X svarta ekrar
- 26" Spinerger X vita ekrar  26" Spinerger X svarta ekrar
- [Drivhjulstorlek](#)

art. \_\_\_\_\_



**Däck - välj däck**

- Schwalbe One 24", 25"  Right Run 24", 25" 26"
- Standard på 24 och 25"  Marathon Plus 24", 25", 26"
- Rensa

- Grovmönstrat 24"



**9) Drivring**

- Aluminium X 24"  Titan
- 1904404  Paragrip
- Aluminium X 25"  19051DDBTx2
- 1904405  Tetragrip
- Aluminium X 26"  19052DDBTx2
- 1904406  Rensa

- Titan  Maxgrepp 24" (innehåller latex)
- 190DD11 x2  1903060 x2
- Paragrip

DD = Hjul diameter

## Tillbehör



### Sidoskydd

- [Carbon](#) [info](#)  
art.nr.
- [Sidoskydd S3](#)  
art.nr.
- [Rensa](#)



### Sidoskydd

- [Carbon, liten skärm](#)  
art.nr.
- [Carbon, stor skärm](#)  
art.nr.



### Armstöd

- [Armstöd S3](#) [Video](#)  
art.nr.

Gör rullstolen 15mm bredare




### Dyna

- [2,5 cm](#)  
572BB40
- [5 cm](#)  
575BB40
- [Rensa](#)

### Kildyna

- [Kildyna](#)  
57710BB



### Körhandtag

- [Fällbara S3](#) [Video](#)  
4245000
- [Rensa](#)

### Övrigt

- [Rörskydd fram \(ramrör\)](#)  
9900251 (2st)
- [Rörskydd bak \(ryggbåge\)](#)  
9900251 (1 st)
- [Ryggkil](#) \_\_\_\_\_ st  
4710012

Välj art.nr. för Freewheel efter vilken **fotstödshöjd** rullstolen har  
Läs mer om Freewheel på [hemsidan](#)

- [Freewheel](#)



### Sitsväska

Ingår i beställning.  
Välj sort.

- [Sitsmonterad](#)  
9900212
- [Dynmonterad](#)  
9900213
- [Rensa](#)

## Inställningar



### Ryggstödsinkel

Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel.  
10-20 mm. Standard=18 mm

A= \_\_\_\_\_ mm



### Fotstödshöjd

Ange måttet (A) för önskad fotstödshöjd.

A= \_\_\_\_\_ mm

Extra