

Utprovad av:

E-post:

Utprovad för:

Telefon:

Datum:

Rullstolens totalvikt (g):

Vikten ändras beroende på vilka val du gör nedan.

Panthera X har chassi och rygg tillverkad av kolfiber och en fast bakaxel av kolfiber som inte kan flyttas. Balansen justeras genom att positionera ryggstödet i 4 olika lägen. Panthera X är avsedd endast för avancerade användare. Max brukarvikt är 100 kg för sittbredd 33-45.

Spara guiden på "skrivbordet" och öppna den med **Adobe Reader**, för bästa funktion. Välj utförande på din rullstol genom att klicka i cirkelarna i denna guide. Blå, understruken text är klickbar för att visa info eller bild. BB = sittbredd, HH = rygg höjd

**Original utförande**

**Alternativt utförande**

**Mindre vanliga alternativ** [info](#)



**1) Sittbredd (BB) Chassi** [art.nr.](#)

- 33 cm  36 cm  39 cm  42 cm  45 cm

Rensa



**2) Ryggstödshöjd 22-35 cm (HH)** [art.nr.](#)

- 22 cm  23 cm  24 cm  25 cm  26 cm  27 cm  28 cm  
 29 cm  30 cm  31 cm  32 cm  33 cm  34 cm  35 cm

Rensa



**3) Balansering** [info](#)

- Position 1** **Mest** lätt balanserad  **Position 2** Mindre lätt balanserad  **Position 3** Medel balanserad  **Position 4** Minst lätt balanserad

Rensa

Placeringen av ryggstödet på chassit påverkar stolens balansläge. "lätt balanserad" = lätt att köra på bakhjulen. Positionen kan lätt ändras senare.



**4) Länkhjul** [art.nr.](#)

- 3" X (87 mm)

Rensa

- 90 mm S3 [art.nr.](#)



**5) Fotstöd**

- [Fotbåge Alu](#)  
36004 BB

Rensa

- [Fotbåge Titan](#)  
36915BB  
 [Fotbåge, Titan, Förlängd, förstärkt](#)  
36006BB [behövs för Freewheel](#)  
 [Plastplatta till fotbåge](#)  
36010BB



**7) Broms** [art.nr.](#)

- [Enhandsbroms X Höger](#)

Rensa

- [Enhandsbroms X, Vänster](#)



**8) Drivhjul - utan drivring** [art.nr.](#)

- 24" [Spinergy X](#) svarta ekrar  
 24" [Spinergy X](#) vita ekrar

Rensa

- 25" [Spinergy X](#) svarta ekrar  
 25" [Spinergy X](#) vita ekrar  
 26" [Spinergy X](#) svarta ekrar  
 26" [Spinergy X](#) vita ekrar

[Drivhjulstorlek](#)



**Däck - välj däck**

- [Schwalbe One](#) 24", 25"

Rensa

- [Right Run](#) 24", 25", 26"  
 [Marathon Plus](#) 24", 25", 26"

- [Grovmönstrat](#) 24"



**9) Drivring**

- [Aluminium X](#)  
 1904404 (x2) 24"  
 1904405 (x2) 25"  
 1904406 (x2) 26"

Rensa

- [Titan](#)  
190DD11 x2  
 [Paragrip](#)  
19051DDBTx2  
 [Tetragrip](#) **DD = Hjul diameter i tum**  
19052DDBTx2

- [Maxgrepp](#) 24" (innehåller latex)  
1903060 x2

## Tillbehör



### Sidoskydd

- [Carbon](#)  
artikelnummer

[info](#)

- Rensa



### Sidoskydd

- [Carbon, liten skärm](#)  
art.nr.



### Sidoskydd

- [Carbon, stor skärm](#)  
art.nr.




### Dyna

- [5 cm](#)  
575BB40  
sittdjup 40 cm

- Rensa

### Kildyna

- [Kildyna](#)  
57710BB



### Armkrok

- [Armkrok X](#)  
4200010

- Rensa



### Transportskydd

- [Lagerhylsa](#)  
9024009  
[Bakstycke](#)  
9024012  
[Bakaxel](#)  
9024008



### Övrigt

Välj art.nr. för Freewheel efter vilken **fotstödshöjd** rullstolen har  
Läs mer om Freewheel på [hemsidan](#)

- [Freewheel](#)

- [Rörskydd fram \(ramrör\)](#)  
9900252 (2st)

- [Rörskydd bak \(ryggbåge\)](#)  
9900252 (1 st)


## Inställningar



### Ryggstödsinkel

Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel.  
10-20 mm. Standard=15 mm

A= \_\_\_\_\_ mm



### Fotstödshöjd

Ange måttet (A) för önskad fotstödshöjd.

A= \_\_\_\_\_ mm

Extra