

# panthera®

Infoblad 2012-04

2012-05-11

## Bambino fotplatta, nya bredder.



### De nya bredderna på Bambino fotplatta.

Fotplattorna till Bambino är numera 24 mm bredare än tidigare. Detta för att bättre kunna utnyttja bredden i chassit och få mer utrymme för fötterna. Man använder samma bredd på fotplattan som stolens chassibredd.

Bambinofotplattan används även på andra modeller och då gäller nedanstående tabell:

På **Bambino med abduktionsfront** så används en bredare fotplatta än chassibredden:

Panthera Bambino <b>24</b> m. abduktionsfront	Fotplatta Bambino <b>30</b> cm +24 mm
Panthera Bambino <b>27</b> m. abduktionsfront	Fotplatta Bambino <b>33</b> cm +24 mm
Panthera Bambino <b>30</b> m. abduktionsfront	Fotplatta Bambino <b>36</b> cm +24 mm
Panthera Bambino <b>33</b> m. abduktionsfront	Fotplatta Bambino <b>39</b> cm +24 mm

På **Panthera U2** så används en smalare fotplatta än chassibredden:

Panthera U2 <b>33</b> cm	Fotplatta Bambino <b>24</b> cm +24 mm
Panthera U2 <b>36</b> cm	Fotplatta Bambino <b>27</b> cm +24 mm
Panthera U2 <b>39</b> cm	Fotplatta Bambino <b>30</b> cm +24 mm
Panthera U2 <b>42</b> cm	Fotplatta Bambino <b>33</b> cm +24 mm
Panthera U2 <b>45</b> cm	Fotplatta Bambino <b>36</b> cm +24 mm

### Artikelnummer till Bambino fotplattorna:

art.nr. 4002125	Fotplatta Bambino 24 kpl sats+24mm
art.nr. 4002128	Fotplatta Bambino 27 kpl sats+24mm
art.nr. 4002131	Fotplatta Bambino 30 kpl sats+24mm
art.nr. 4002134	Fotplatta Bambino 33 kpl sats+24mm
art.nr. 4002134	Fotplatta Bambino 36 kpl sats+24mm
art.nr. 4002140	Fotplatta Bambino 39 kpl sats+24mm

**OBS!** Tidigare kunde man välja en storlek större av Bambinofotplattan för att få mer fotutrymme men det alternativet utgår med de nya bredare fotplattorna.