

S3 BROMS TILL PUNKTERINGSFRIA DÄCK



S3 BROMS



BROMSBLAD MONTERAD



BROMSBLAD KIT

Panthera har nu utvecklat ett tillbehör till S3 bromsen som väsentligt ökar bromsverkan när man använder PU-däck* på rullstolen. Det är ett bromsblad-kit i aluminium som enkelt skruvas fast under det ordinarie bromsbladet på S3 bromsen. Beställer ni en S3 rullstol av oss med PU-däck monterar vi bromsbladet på S3 bromsen utan extra kostnad. Bromsbladet passar endast på S3 broms, art.nr.4630000. Vi rekommenderar att detta bromsblad alltid används tillsammans med PU-däck.

S3 Broms art.nr. 4630000 Broms S3 kpl par

Bromsblad-kit art.nr. 4630150 Bromsblad S3 broms PU-däck SET

[Länk till monteringsvideo](#)

*massiva punkteringsfria polyuretandäck