


FÄRDIGMONTERADE FRAMGAFFLAR FÖR S3 OCH X



S3 FRAMGAFFEL MED TAPP



NU LEVERERAS DELARNA 1 OCH 2 MONTERADE

Vi kommer framöver leverera gaffeltapp (1) och framgaffel (2) färdigmonterade från Panthera. Vi kommer inte erbjuda framgaffel och gaffeltapp separat längre. Detta gör att vi tar bort risken för felmontering av framgafflar ute på fältet. Detta gäller S3 framgafflar och X framgafflar där gaffeltappen är fastgängad i framgaffeln och säkrad med gänglåsningolja Loctite.

Kompletta S3 och X framgafflar

Art.nr: 2100140
Art.nr: 2100141
Art.nr: 2100142
Art.nr: 2100143

Gaffel 75+ tapp 3
Gaffel 105+tapp 3
Gaffel 105+tapp 3
Gaffel 120+tapp 3

Art.nr. 2305139
Art.nr. 2305140
Art.nr. 2305141

Gaffel X2 tapp 24" för X 3" X hjul
Gaffel X2 tapp 25" för X 3" X hjul
Gaffel X2 tapp 26" för X 3" X hjul