

## SPINERGY SPOX 25" ERSÄTTTS AV SPINERGY X 25"



SPINERGY SPOX



SPINERGY X

### ÖVERGÅNG FRÅN DRIVHJUL SPINERGY SPOX TILL SPINERGY X.

Inom kort kommer vi att börja ersätta drivhjul Spinerger Spox 25" med Spinerger X 25".

Spinerger X är sen tidigare standarddrivhjul till Panthera X och utmärker sig med mycket låg vikt, hög kvalitet och stabilitet.

Infästning av drivringen har samma utförande som alla våra övriga drivhjul vilket underlättar lagerhållningen. Alla våra drivringar passar alla våra drivhjul. Demontering och montering av drivring görs utifrån, d.v.s. man behöver inte ta bort däck och slang.

Alla storlekar av Spox-drivhjul kommer att på sikt ersättas av Spinerger X drivhjul

Priset för Spinerger X kommer att vara precis det samma som för alla varianter av Spinerger Spox.

Exempel på artikelnummer

art.nr. 1100130 Drivhjul 25" SPOX std, utan drivring, Schwalbe Right Run däck

**ersätts av**

art.nr. 1100155 Drivhjul 25" Spinerger X, utan drivring, Schwalbe Right Run däck