

## UPPGRADERAT S3 RYGGSTÖD

Klicka på bilderna för större format



Uppgraderat ryggstöd med gängad kuts



Ryggbåge med extra förstärkning

### UPPGRADERAT S3 RYGGSTÖD

Panthera kommer med start 2/10 -2017 att successivt införa ett upgraderat ryggstöd till S3 modellerna.

Anledningen till detta är att förbättra infästningen av körhandtagsfästet samt att förstärka ryggbågens infästning mot ryggroret.

Observera att endast den nya versionen av körhandtagsfäste samt bälstödssfäste går att montera på dessa ryggstöd, se [infoblad 2017-14](#), och [infoblad 2017-18](#)

Pris för den upgraderade ryggen blir det **samma som tidigare**, men identifieras med hjälp av tillägget "ver.2" på ryggstativets etikett och artikelnummer.

#### Tidigare rygg



Tidigare ryggstöd med ogängad kuts



Tidigare ryggbåge