

U3 LIGHT RYGG PÅ PANTHERA X



RYGG U3 LIGHT



RYGG PANTHERA X

MONTERING AV U3 LIGHT RYGG PÅ PANTHERA X

Vi vill nu informera om möjligheten att montera U3 Light-rygg på Panthera X.

För de kunder som önskar använda en rygg från U3 Light så passar de på Panthera X, med en **mindre anpassning som görs här på Panthera**. Den enda restriktionen är att ryggen inte går att montera i den bakersta ryggspositionen, pos. 1, dvs. det läge där rullstolen är som mest lättippad.

De ryggar som det gäller är: (klicka på bilderna för mer info)



U3 LIGHT STANDARD



STATIV FÖR FAST RYGGSYSTEM



BAKÅTBOCKAD



INSVÄNGD



ÜTSVÄNGD 3 CM



INSVÄNGD 6 CM



POS. 1 GÅR EJ ATT ANVÄNDA MED
U3 LIGHT RYGG PÅ PANTHERA X