


















Utprovad av: Telefon:

E-post:

Utprovad för: Datum:

Färg:	<input type="checkbox"/> Röd	<input type="checkbox"/> Svart	OBS! Abduktionsfront och sittbredd 24 cm, endast röd!		
Sittbredd (BB):	<input type="checkbox"/> 24 cm * 356 24 00G	<input type="checkbox"/> 27 cm 356 27 00(BL)G	<input type="checkbox"/> 30 cm 356 30 00(BL)G	<input type="checkbox"/> 33 cm 356 33 00(BL)G	OBS! Ange "BL" efter art.nr. vid val av svart stol.
	<input type="checkbox"/> 24 cm Abd.* 357 24 00G	<input type="checkbox"/> 27 cm Abd.* 357 27 00G	<input type="checkbox"/> 30 cm Abd.* 357 30 00G	<input type="checkbox"/> 33 cm Abd.* 357 33 00G	* Endast i rött.
BB= Sittbredd, HH= Rygghöjd		Bredd 24 cm har 5 cm framflyttad rygg. Bredd 24-33 cm max. brukarvikt 60 kg art.nr. inkluderar: sits, ryggläs, fotstöd, vadbånd, broms och tipskydd.			
Bakaxel:	<input type="checkbox"/> Camberaxel 6° 336 BB 16 "BB" ersätts med sittbredd, se "Sittbredd" ovan	<input type="checkbox"/> annan bakaxel <input type="text"/>		Bakaxelinställning balansering av stolen	
	<input type="checkbox"/> std position, 22 mm		<input type="checkbox"/> std position, 52 mm för framflyttad rygg, bredd 24 cm		
	<input type="checkbox"/> annan position		Ange mått (A) för önskad position. A= _____ mm		
Länkhjul:	<input type="checkbox"/> 120 mm för 20" drivhjul 210 00 25	<input type="checkbox"/> 120 mm för 22" drivhjul 210 00 45	OBS! Det behövs två länkhjul till varje stol, art.nr. är för ett länkhjul!		
	<input type="checkbox"/> 120 mm för 24" drivhjul 210 01 05				
Rygghöjd:	<input type="checkbox"/> Justerbar rygghöjd 17-25 cm 323 BB 17	<input type="checkbox"/> Justerbar rygghöjd 27-35 cm 323 BB 18			
					
Fotstöd:	<input type="checkbox"/> Fotplatta, Bambino Läs infoblad om bredder (400 21 BB) ingår i art.nr. 35X BB 00G, se "Sittbredd"	<input type="checkbox"/> Fotplatta, Bambino Swing up 400 21 10 (monteringssats för swing-up)		Vid beställning av Freewheel , ange alltid fotstödhöjd i cm, från golvet. <input type="text"/>	
					
Drivhjul:	<input type="checkbox"/> 20" Drivhjul Standard utan drivring	<input type="checkbox"/> 22" Drivhjul Standard utan drivring	<input type="checkbox"/> 24" Drivhjul Standard utan drivring	art.nr	Drivring: DD = hjul diameter
				<input type="checkbox"/> Drivring Titan 190 DD 11	
				<input type="checkbox"/> Drivring Paragrip 190 51 DDBT	
				<input type="checkbox"/> Drivring Tetragrip 190 52 DDBT	
Däck:	<input type="checkbox"/> Däck - Right Run 20", 22", 24"	<input type="checkbox"/> Drivring Maxgrepp* 190 30 (70) 20" (80) 22" (90) 24"		<input type="checkbox"/> andra drivhjul <input type="text"/>	
	<input type="checkbox"/> Däck - Marathon Plus 22", 24"				
	<input type="checkbox"/> Däck - PU-massivt 20", 22", 24"	OBS! Det behövs två drivhjul till varje stol, art.nr. är för ett drivhjul!			
					OBS! Innehåller latex!
Ekerskydd:	<input type="checkbox"/> 24" Ekerskydd 450 00 00 med logga	<input type="checkbox"/> 22" Ekerskydd 450 01 00 med logga	<input type="checkbox"/> 20" Ekerskydd 450 00 21 med logga		
	<input type="checkbox"/> 24" Ekerskydd 450 00 11 utan logga	<input type="checkbox"/> 22" Ekerskydd 450 01 11 utan logga			

Broms: 	<input type="checkbox"/> Hög broms, framflyttad (460 00 50) ingår i art.nr. 356 BB 00G, se "Sittbredd"
Körhandtag: 	<input type="checkbox"/> Körbåge max höjd 100 cm med 22" drivhjul 422 00 BB max. brukarvikt 60 kg <input type="checkbox"/> Höj & sänk +10 cm 425 10 00 max. brukarvikt 60 kg <input type="checkbox"/> Höj & sänk 425 00 00 max. brukarvikt 60 kg <input type="checkbox"/> Höj & sänk +20 cm 425 20 00 max. brukarvikt 60 kg
Tippskydd: 	<input type="checkbox"/> Tippskydd, Bambino (435 10 01) ingår i art.nr. 35X BB 00G, se "Sittbredd"
Sidoskydd: 	<input type="checkbox"/> Sidoskydd Bambino 20" 441 00 15 <input type="checkbox"/> Sidoskydd Bambino 22" 441 00 10 <input type="checkbox"/> Sidoskydd Bambino 24" 441 04 10 <input type="checkbox"/> Sidoskydd Bambino vinter 20" 441 01 15 <input type="checkbox"/> Sidoskydd Bambino vinter 22" 441 01 10 <input type="checkbox"/> Sidoskydd Bambino vinter 24" 441 03 10
Dyna: 	<input type="checkbox"/> Dyna Micro lång 2,5 cm för sittbredd 24 cm 472 41 27 <input type="checkbox"/> Dyna Bambino 2,5 cm 472 30 BB justerbart sittdjup 23-30 cm <input type="checkbox"/> Dyna Micro lång 5 cm för sittbredd 24 cm 475 41 27 <input type="checkbox"/> Dyna Bambino 5 cm 475 30 BB justerbart sittdjup 23-30 cm
Tillbehör:	<input type="checkbox"/> Bålstrapp Bambino 438 02 38 <input type="checkbox"/> Rörskydd _____ st 990 02 51 elastiskt skydd för rör och lack med Panthera tryck <input type="checkbox"/> Nackdyna 471 00 BB
Ryggvinkel: inställning	Ryggvinkel justeras med ryggbulten Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel A= _____ mm 
Fotstöd: inställning	Fotstödsinställning Ange måttet (A och B) för önskad inställning A= _____ B= _____ mm Standardmått A=165 mm och B=150 mm vid 22" drivhjul Standardmått A=190 mm och B=175 mm vid 24" drivhjul 
Märkning:	<input type="checkbox"/> JA märk upp stolen med fästpunkter för transport i färdtjänstfordon. <input type="checkbox"/> NEJ märk INTE upp stolen med fästpunkter för i färdtjänstfordon.. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;">OBS! Se bruksanvisningen för närmare anvisningar.</div> 
Övrigt:	