



















Utprovad av: Telefon:

E-post:

Utprovad för: Datum:

Färg:	<input type="checkbox"/> Blå	<input type="checkbox"/> Svart	OBS! Ange "BL" före "G" i art.nr. vid val av svart stol.			
Sittbredd (BB):	<input type="checkbox"/> 30 cm 349 30 00(BL)G	<input type="checkbox"/> 33 cm 349 33 00(BL)G	<input type="checkbox"/> 36 cm 349 36 00(BL)G	<input type="checkbox"/> 39 cm 349 39 00(BL)G	<input type="checkbox"/> 42 cm 349 42 00(BL)G	<input type="checkbox"/> 45 cm 349 45 00(BL)G
	BB= Sittbredd, HH= Rygghöjd		Art.nr inkluderar: sits, rygggläs, vadbånd		Bredd 30-42 cm max. brukarvikt 100 kg Bredd 45 cm max. brukarvikt 150 kg	
Sittdjup:	<input type="checkbox"/> Justerbart sittdjup 27-33 cm Endast till sittbredd 30 och 33 cm		<input type="checkbox"/> Kort sittdjup 35 cm Till samtliga sittbredder			
Bakaxel:	<input type="checkbox"/> Carbon, +0 cm 330 23 BB	Rullstolen i sitt smalaste utförande		Bakaxelinställning balansering av rullstolen		
	<input type="checkbox"/> Carbon, +1,5 cm 330 23 BC*	Vid val av armstöd och / eller Spinergy-drivhjul		<input type="checkbox"/> standard position , 25 mm / 10 mm med camberaxel		
	<input type="checkbox"/> annan bakaxel	Se tillvalslista.		<input type="checkbox"/> annan position		
		<input type="text"/>		* sittbredd BB +1		
	A= _____ mm		Ange mättet (A) för önskad balansering.			
Länkhjul:	<input type="checkbox"/> 5" 230 00 40	<input type="checkbox"/> 5" Tjock gummibana 230 00 43				
	*OBS! Det behövs två länkhjul till varje stol, art.nr. är för ett länkhjul!					
Rygghöjd:	<input type="checkbox"/> 20 cm 323 BB 20	<input type="checkbox"/> 25 cm 323 BB 25	<input type="checkbox"/> 30 cm 323 BB 30	<input type="checkbox"/> 35 cm 323 BB 35	<input type="checkbox"/> 40 cm 323 BB 40	<input type="checkbox"/> 45 cm 323 BB 45
						
Specialryggar:	<input type="checkbox"/> Insvängd rygg finns i höjd 30-40 cm 325 BB HH		<input type="checkbox"/> Bakåtbockad rygg finns i höjd 20-40 cm 324 BB HH			
	<input type="checkbox"/> Övriga specialryggar		Se tillvalslista.			
			<input type="text"/>			
Fotstöd:	<input type="checkbox"/> Fotbåge, titan 717 03 30 BB = 30		<input type="checkbox"/> Fotbåge, titan 71703 33 BB = 33		<input type="checkbox"/> Fotbåge, titan 717 03 BB BB = 36-45	
	<input type="checkbox"/> Platta fotbåge 360 10 BB plast BB = 33-50		<input type="checkbox"/> Fotplatta, Bambino 400 21 BB endast för BB = 30-39			
	<input type="checkbox"/> Övriga fotstöd		Se tillvalslista.			
			<input type="text"/>			
	OBS! Vid önskemål om fotplattor kontakta Panthera.					
Drivhjul:	<input type="checkbox"/> 24", med Titan-drivring 130 00 20		<input type="checkbox"/> 24", med Aluminium-drivring 130 00 10			
	<input type="checkbox"/> 24", med Tetragrip-drivring 130 00 40		<input type="checkbox"/> 24", med Paragrip-drivring 130 00 50			
	<input type="checkbox"/> Övriga drivhjul		<input type="checkbox"/> 24", med Maxgrepp-drivring, tunn** 130 00 30		**OBS! Innehåller latex!	
			Se tillvalslista.		<input type="text"/>	
	OBS! Det behövs två drivhjul till varje stol, art.nr. är för ett drivhjul!					
Ekerskydd:	<input type="checkbox"/> 24" Ekerskydd med logga 450 00 00			<input type="checkbox"/> 24" Ekerskydd utan logga 450 00 11		
						

Broms: 	<input type="checkbox"/> Hög broms 461 00 00 <input type="checkbox"/> Enhandsbroms höger till BB 30-33 367 30 33 <input type="checkbox"/> Enhandsbroms höger till BB 36-39 367 36 39 <input type="checkbox"/> Enhandsbroms höger till BB 42-45 367 42 45 <input type="checkbox"/> Enhandsbroms vänster till BB 30-33 368 30 33 <input type="checkbox"/> Enhandsbroms vänster till BB 36-39 368 36 39 <input type="checkbox"/> Enhandsbroms vänster till BB 42-45 368 42 45
Körhandtag: 	<input type="checkbox"/> Fast 421 00 00 <input type="checkbox"/> Vikbar 423 00 00 <input type="checkbox"/> Höj & sänkbar 425 00 00 <input type="checkbox"/> Körbåge till BB 30-39 422 00 BB
Tippskydd: 	<input type="checkbox"/> Tippskydd 435 10 00
Sidoskydd: 	<input type="checkbox"/> Sidoskydd med skärm 442 00 10 <input type="checkbox"/> Sidoskydd plast 440 00 10
Armstöd: 	<input type="checkbox"/> med kort dyna 23 cm 443 01 00 <input type="checkbox"/> förhöjt 35 mm, kort dyna 23 cm 443 01 20 <input type="checkbox"/> med lång dyna 30 cm 443 01 30 <input type="checkbox"/> förhöjt 35 mm, lång dyna 30 443 01 40 <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; width: fit-content; margin-top: 5px;"> Vid val av armstöd eller Spinergyhjul så måste man välja bakaxel Carbon +15mm för att öka utrymmet mellan hjul och chassi </div>
Dyna: 	<input type="checkbox"/> Kort dyna 2,5 cm sittdjup 35 cm BB=36-45 472 35 BB <input type="checkbox"/> Kort dyna justerbar 2,5 cm 472 34 BB sittdjup 35 cm BB=30-33 <input type="checkbox"/> Kort dyna 5 cm sittdjup 35 cm BB=36-45 475 35 BB <input type="checkbox"/> Kort dyna justerbar 5 cm 475 34 BB sittdjup 35 cm BB=30-33
Tillbehör:	<input type="checkbox"/> Sitsväska förvaring av plånbok, mobil, nycklar m.m. 990 02 00 fästes under sitsen <input type="checkbox"/> Kryckkäpphållare _____ st 990 03 00 OBS! 2st / krycka <input type="checkbox"/> Ändpropp chassi i stål _____ st 903 00 11 OBS! 2st / chassi <input type="checkbox"/> Rörskydd _____ st 990 02 51 elastiskt skydd för rör och lack
Ryggvinkel: inställning	Ryggvinkel justeras med ryggbulten Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel. A= _____ mm 
Fotstöd: inställning	Fotstödsinställning Ange måttet (A) och (B) för önskat fotstöd. A= _____ mm B= _____ mm 
Märkning:	<input type="checkbox"/> JA märk upp stolen med fästpunkter för transport i färdtjänstfordon. <input type="checkbox"/> NEJ märk INTE upp stolen med fästpunkter för i färdtjänstfordon. <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> OBS! Se bruksanvisningen för närmare anvisningar. </div> 
Övrigt:	