

Utprovad av:

E-post:

Utprovad för:

Telefon:

Datum:

Rullstolens totalvikt (g):

Vikten ändras sig beroende på vilka val du gör nedan.

S3 Swing kort har delade, **undanfällbara benstöd** och en justerbar bakaxel av kolfiber. För att hitta en balansering som passar dig kan bakaxeln flyttas till olika lägen. Ange önskat mått under "Inställningar". S3 Swing har sitt höjd 45 cm fram och 43 bak, utan dyna. För att justera sitt höjden kan andra storlekar av drivhjul eller ett förhöjningskit och passande framgaffel väljas från tillvalslistan.

S3 Swing kort är 50 mm kortare än S3 Swing

Max brukarvikt är 100 kg för sittbredd 33-39.

Spara guiden på "skrivbordet" och öppna den med **Adobe Reader**, för bästa funktion. Välj utförande på din rullstol genom att klicka i cirkelna i denna guide. **Blå, understruken text** är klickbar för att [visa info](#) eller bild.

BB = sittbredd, **HH** = rygg höjd

Original utförande

Alternativt utförande

Mindre vanliga alternativ [info](#)

1) Chassi-färg

- Svart - Anodic Black
- Rensa

- Tillvalsfärg** - extra kostnad och längre leveranstid tillkommer, Fyllt i valt art.nr. i rutan

2) Sittbredd (BB)

- [art.nr.](#) 33 cm 36 cm 39 cm

- Rensa

Art.nr inkluderar:
chassi, sits,
rygggläs

3) Ryggstöd

- [Standard](#)
523BBHH VER2
- Rensa rygg

Rygg höjd (HH)

- 20 cm 35 cm
- 25 cm 40 cm
- 30 cm 45 cm
- Rensa höjd

- [Insvängd](#)
525BBHH VER2
- [Bakåtbockad](#)
524BBHH VER2

- [Annat ryggstöd](#)

art. _____

4) Bakaxel

- [Carbon standard](#)
33023BB
- Rensa

- [Carbon +15 mm](#)
33023BC*

* sitbredd BB +1

Denna bakaxel används om man väljer till armstöd under Tillbehör och/eller val av ökad sitt höjd.

- [Annat](#) bakaxel eller sitt höjd

[Ökning av sitt höjd](#)

art. _____

5) Länkhjul

- [120 mm](#)
art.nr.
- Rensa

- [90 mm](#)
art.nr.
- [150 mm](#)
art.nr.

6) Fotstöd

- [Swing S3 kpl par](#)
art.nr.
- Rensa

- [Fotplatta stor](#)
art.nr.

- [Förlängda rör 40 mm](#)
art.nr.
- [Hälband till fotplattor](#)
art.nr.

7) Broms

- [Broms S3](#)
4630000
- Rensa

- [Annat broms](#)

art. _____

8) Drivhjul - utan drivring

- 22" [Standard](#)
art.nr.
- Rensa

- 24" [Standard](#) [Drivhjulstorlek](#)
art.nr.

[OBS! Endast 0 mm i bakaxeljustering med 24" drivhjul.](#)

- [Annat drivhjul](#)

art. _____

Däck - välj däck

- [Right Run](#) 22",24"
- Rensa

- [Grovmönstrat](#) 24"
- [Marathon Plus](#) 24"

- [PU](#) 24" (massivt)

9) Drivring

- [Titan](#)
190DD11 (x2 / rullstol)
- Rensa

DD = Hjul diameter

- [Paragrip](#)
19051DDBT x2
- [Tetragrip](#)
19052DDBTx2

- [Maxgrepp](#) 22",24" (innehåller latex)
1903060 x2 (60=24", 80=22")
- [Aluminium](#)
1904404 x2 (04=24", 05=25", 06=26")

Tillbehör



Sidoskydd S3

[Sidoskydd S3](#) [Video](#)
art.nr.

Rensa



Armstöd

[Armstöd S3](#) [Video](#)
art.nr.



Sidoskydd Carbon

[Sidoskydd Carbon](#)
art.nr.



Körhandtag H/S

[Höj / sänkbara S3](#) [Video](#)
4252060 VER2

[Höj / sänkbara S3+10 cm](#)
4252063 VER2

Max. brukarvikt 100kg

Rensa



Körhandtag Fällbara

[Fällbara S3](#) [Video](#)
4245000



Körbåge

[Körbåge S3](#)
42400BB VER2

Max. brukarvikt 100kg



Tippskydd

[Tippskydd](#) std sitthöjd
4353000 [Video](#)

[Annan sitthöjd](#)



Dyna

[2,5 cm](#)

572BB35

[5 cm](#)

575BB35

Rensa

Kildyna

[Kildyna](#)

57710BB



Ekerskydd

[24" Panthera logga](#)

4500000

[24" utan logga](#)

4500011

Rensa



Övrigt

[Rörskydd fram \(ramrör\)](#)
9900251 (2st)

[Rörskydd bak \(ryggbåge\)](#)
9900251 (1 st)

[Kryckkäppshållare S3](#) ___ st
9900301 (x1/krycka)

[Ryggkil](#) ___ st
4710012

[Bord S3](#)
6810020



Inställningar



Ryggstödvinkel

Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel.
14-28 mm. Standard=18 mm


A= _____ mm



Bakaxeljustering

Ange måttet (A) för önskad balansering.
Standard=25 mm

A= _____ mm



Fotstödhöjd

Ange måttet (A) och (B) för fotstöd.

A= _____ mm B= _____ mm



Transportmärkning

JA märk upp stolen med fästpunkter för
transport i färdtjänstfordon.

Art.nr.9000152

OBS! Se [bruksanvisningen](#) för närmare anvisningar.

Extra