

Utprovad av:

E-post:

Utprovad för:

Telefon:

Datum:

Rullstolens totalvikt (g):

Vikten ändras sig beroende på vilka val du gör nedan.

S3 kort låg har en justerbar bakaxel av kolfiber. För att hitta en balansering som passar dig kan bakaxeln flyttas till olika lägen. Ange önskat mått under "Inställningar". S3 kort har sitt höjd 44,5cm fram och 41,5cm bak, utan dyna. För att justera sitt höjden kan andra storlekar av drivhjul eller ett förhöjningskit och passande framgaffel väljas från tillvalslistan. **S3 kort låg är 50 mm kortare och 25mm lägre än S3 .**

Max brukarvikt är **100 kg** för sittbredd 30-39

Spara guiden på "skrivbordet" och öppna den med **Adobe Reader**, för bästa funktion. Välj utförande på din rullstol genom att klicka i cirkelarna i denna guide. **Blå, understruken text** är klickbar för att [visa info](#) eller bild.

BB = sittbredd, **HH** = rygghöjd

Original utförande

Alternativt utförande

Mindre vanliga alternativ info

1) Chassi-färg

- Svart - Anodic Black
- Rensa

- Tillvalsfärg - extra kostnad och längre leveranstid tillkommer, Fyllt i valt art.nr. i rutan

2) Sittbredd (BB)

[art.nr.](#)

- Rensa

- 33 cm
- 36 cm
- 39 cm

Art.nr inkluderar: chassi, sits, rygggläs, vadbånd

3) Sittdjup

- Rensa

Sittsdjup 35 cm

- Std till samtliga sittbredder

- Justerbart sitsdjup 27-33 cm till sittbredd 33-39 cm

4) Ryggstöd

- Standard 523BBHH VER2
- Rensa

Rygghöjd (HH)

- 20 cm
- 25 cm
- 30 cm
- 35 cm
- 40 cm
- 45 cm
- Rensa

Insvängd

- 525BBHH VER2
- Bakåtböckad 524BBHH VER2

Med bakåtböckad rygg kompletteras tipskydden med [Vred Tippskydd S3 med låg profil](#), art.nr. 4353121

Annat ryggstöd

Med bakåtböckad rygg kompletteras tipskydden med [Vred Tippskydd S3 med låg profil](#), art.nr. 4353121

art. _____

5) Bakaxel

- Carbon standard 33023BB
- Rensa

Carbon +15 mm

- 33023 BC* * sittbredd BB +1

Denna bakaxel används om man väljer till armstöd under Tillbehör och/eller val av ökad sitthöjd.

Annan bakaxel eller sitthöjd

art. _____

6) Länkhjul

- 120 mm [art.nr.](#)
- Rensa

90 mm

- [art.nr.](#)
- 150 mm [art.nr.](#)

Annan framgaffel

[Excel guide](#) art. _____

7) Fotstöd

- Fotbåge Titan 36001BB
- Fotbåge Titan U-form liten hälbåge 3600134 (bred 33)
- Rensa

Förlängd, förstärkt

- 36111BB behövs för Freewheel
- Fällbara fotplattor [art.nr.](#)
- Hålbånd till fotplattor [art.nr.](#)
- Plastplatta till fotbåge 36010BB

Annat fotstöd

art. _____

8) Broms

- Broms S3 4630000
- Rensa

Enhandsbroms höger

- [art.nr.](#)

Annan broms

art. _____

9) Drivhjul - utan drivring

- 24" standard [art.nr.](#)
- Rensa

22" standard

- [art.nr.](#)
- 25" Spinergy X [art.nr.](#)
- 26" Spinergy X [art.nr.](#)

Drivhjulstorlek

Annat drivhjul

art. _____

Däck - välj däck

- Schwalbe Right Run 22",24",25",26"
- Rensa

Grovmonstrat 24"

- Schwalbe Marathon Plus 24",25",26"

PU 24" (massivt)

10) Drivring

- Titan 190DD11 (x2 / rullstol)
- Rensa

DD = Hjul diameter

Aluminium 24"

- 190DD30 x2
- Paragrip 19051DDBT x2
- Tetragrip 19052DDBT x2

- Maxgripp 22", 24"** (innehåller latex) 1903060 x2 (60=24", 80=22")



Tillbehör



Sidoskydd

- [Sidoskydd S3](#) [Video](#)
[ar.nr.](#)

Vid 24" drivhjul,
välj Sidoskydd 26"

- Rensa



Armstöd

- [Armstöd S3](#) [Video](#)
[ar.nr.](#)

Vid 24" drivhjul,
välj Armstöd 26"



Sidoskydd Carbon

- [Sidoskydd Carbon](#)
[ar.nr.](#)



Körhandtag H/S

- [Höj / sänkbara S3](#) [Video](#)
4252060 VER2

- [Höj / sänkbara S3+10 cm](#)
4252063 VER2
Max. brukarvikt 100kg

- Rensa



Körhandtag Fällbara

- [Fällbara S3](#) [Video](#)
4245000



Körbåge

- [Körbåge S3](#)
4240088 VER2
Max. brukarvikt 100kg



Tippskydd lågt chassi

- [Tippskydd](#) std sitthöjd
4355000 [Video](#)

[Annan sitthöjd](#)



Dyna

- [2,5 cm](#)
572BB35

- [5 cm](#)
575BB35

- Rensa

Kildyna

- [Kildyna](#)
577108B



Ekerskydd

- [24" logga](#) [22" logga](#)
4500000 4500100

- [24" ej logga](#) [22" ej logga](#)
4500011 4500111

- Rensa



Övrigt

- [Rörskydd fram](#) (ramrör)
9900251 (2st)

- [Rörskydd bak](#) (ryggbåge)
9900251 (1 st)

- [Kryckkäppshållare S3](#) ____ st
9900301 (x1/krycka)

- [Ryggkil](#) ____ st
4710012

Välj art.nr. för Freewheel efter vilken **fotstödshöjd** rullstolen har
Läs mer om Freewheel på [hemsidan](#)

- [Freewheel](#)

- [Bord S3](#)
6810020



Inställningar



Ryggstödsvinkel

Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel.
14-28 mm. Standard=20 mm

A= _____ mm



Bakaxeljustering

Ange måttet (A) för önskad balansering.
Standard=40 mm


A= _____ mm



Fotstödshöjd [Fotbåge - Fotplattor](#)

Ange måttet (A) eller (B) för önskat fotstöd.
[Bambino fotplatta med Freewheel - info](#)

A= _____ mm B= _____ mm



Transportmärkning

- JA märk upp stolen med fästpunkter för
transport i färdtjänstfordon.

Art.nr.9000152



OBS! Se [bruksanvisningen](#) för närmare anvisningar.

Extra