







Utprovad av:











Telefon:

E-post:

Utprovad för:

Datum:

Färg:	<input type="checkbox"/> Grå metallic	<input type="checkbox"/> Svart	OBS! Ange "BL" före "G" i art.nr. vid val av svart stol.
Sittbredd (BB): 	<input type="checkbox"/> U2 light 33 cm 346 33 00(BL)G	<input type="checkbox"/> U2 light / L 33 cm lättbalanserad 346 33 01(BL)G	BB= Sittbredd, HH= Rygghöjd
	<input type="checkbox"/> U2 light 36 cm 346 36 00(BL)G	<input type="checkbox"/> U2 light / L 36 cm lättbalanserad 346 36 01(BL)G	OBS! Läs på nästa sida hur du kommer fram till rätt modell och balansering!
	<input type="checkbox"/> U2 light 39 cm 346 39 00(BL)G	<input type="checkbox"/> U2 light / L 39 cm lättbalanserad 346 39 01(BL)G	
	<input type="checkbox"/> U2 light 42 cm 346 42 00(BL)G	<input type="checkbox"/> U2 light / L 42 cm lättbalanserad 346 42 01(BL)G	
	<input type="checkbox"/> U2 light 45 cm 346 45 00(BL)G	<input type="checkbox"/> U2 light / L 45 cm lättbalanserad 346 45 01(BL)G	Bredd 33-45 cm max. brukarvikt 100 kg
Länkhjul: 	<input type="checkbox"/> 3" 230 01 80	<input type="checkbox"/> 3" för drivhjul 25" 230 00 72	<input type="checkbox"/> 3" för drivhjul 26" 230 00 70
	*OBS! Det behövs två länkhjul till varje stol, art.nr. är för ett länkhjul!		
Rygginfästning: 	<input type="checkbox"/> Hål 1	<input type="checkbox"/> Hål 2	<input type="checkbox"/> Hål 3
	OBS! Läs på nästa sida hur du kommer fram till rätt modell och balansering!		
Rygghöjd: 	<input type="checkbox"/> 25 cm 323 BB 25LB	<input type="checkbox"/> 30 cm 323 BB 30LB	<input type="checkbox"/> 35 cm 323 BB 35LB
Fotstöd: 	<input type="checkbox"/> Fotbåge, titan BB = 33-45 369 15 BB	<input type="checkbox"/> Platta fotbåge plast BB = 33-45 360 10 BB	
Drivhjul: 	<input type="checkbox"/> 24", Spox lättvikt, titan-drivring 110 01 20 Svarta ekrar	<input type="checkbox"/> 24", Spox lättvikt, titan-drivring 110 01 21 Röda ekrar	<input type="checkbox"/> Övriga drivhjul Se tillvalslista.
	<input type="checkbox"/> 24", Spox std, titan-drivring 110 00 80 Svarta ekrar	<input type="checkbox"/> 24", Spox std, titan-drivring 110 00 82 Röda ekrar	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> 24", Spox std, Paragrip-drivring 110 00 85 Svarta ekrar	<input type="checkbox"/> 24", Spox std, Paragrip-drivring 110 00 87 Röda ekrar	
	<input type="checkbox"/> 24", Spox std, Tetragrip-drivring 110 00 86 Svarta ekrar	<input type="checkbox"/> 24", Spox std, Tetragrip-drivring 110 00 88 Röda ekrar	
	<input type="checkbox"/> 25", Spox std, titan-drivring 110 01 31 Svarta ekrar	<input type="checkbox"/> 26", Spox std, titan-drivring 110 01 01 Svart ekrar	
	<input type="checkbox"/> 25", Spox std, Paragrip-drivring 110 01 33 Svarta ekrar	<input type="checkbox"/> 26", Spox std, Paragrip-drivring 110 01 04 Svart ekrar	
	<input type="checkbox"/> 25", Spox std, Tetragrip-drivring 110 01 32 Svarta ekrar	<input type="checkbox"/> 26", Spox std, Tetragrip-drivring 110 01 05 Svart ekrar	
	OBS! Det behövs två drivhjul till varje stol, art.nr. är för ett drivhjul!		

Broms: 	<input type="checkbox"/> Enhandsbroms höger till BB 30-33 367 30 33 <input type="checkbox"/> Enhandsbroms höger till BB 36-39 367 36 39 <input type="checkbox"/> Enhandsbroms höger till BB 42-45 367 42 45	<input type="checkbox"/> Enhandsbroms vänster till BB 30-33 368 30 33 <input type="checkbox"/> Enhandsbroms vänster till BB 36-39 368 36 39 <input type="checkbox"/> Enhandsbroms vänster till BB 42-45 368 42 45	sid 2/2																					
Sidoskydd: 	<input type="checkbox"/> Sidoskydd U2 light 24** 442 05 10 <input type="checkbox"/> Sidoskydd U2 light 26** 442 05 30	<input type="checkbox"/> Sidoskydd Carbon liten skärm 442 07 30 	<input type="checkbox"/> Sidoskydd Carbon stor skärm 442 06 30 																					
Dyna: 	<input type="checkbox"/> Dyna 2,5 cm sittdjup 40 cm 472 00 BB <input type="checkbox"/> Kort dyna 2,5 cm sittdjup 35 cm 472 35 BB	<input type="checkbox"/> Dyna 5 cm sittdjup 40 cm 475 00 BB <input type="checkbox"/> Kort dyna 5 cm sittdjup 35 cm 475 35 BB																						
Tippskydd: 	<input type="checkbox"/> Tippskydd 436 10 00 (Kan endast erhållas vid beställning av ny rullstol.)																							
Tillbehör:	<input type="checkbox"/> Sitsväska förvaring av plånbok, mobil, nycklar m.m. 990 02 02 fästes under sitsen, ingår som standard																							
Ryggvinkel: inställning	Ryggvinkel justeras med ryggbulten Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel. A= _____ mm																							
Fotstöd: inställning	Fotstödsinställning Ange måttet (A) A= _____ mm																							
Balansering:	<p>U2-light har en fast bakaxel av kolfiber som inte kan flyttas. För att hitta en balansering som passar dig, så finns två olika modeller av denna stol, U2 light och U2 light L. Mät avståndet A på din befintliga stol (bild 1), och titta i tabellen nedan vilken modell av U2 light, och vilken rygginfästning (bild 2) som din balansering motsvarar</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Bild 1 </div> <div style="text-align: center;">  Bild 2 </div> </div> <p>För att göra en finjustering av balansen, så har dessa modeller en justerbar rygginfästning där ryggen kan flyttas +/- 10mm. Det finns 3 hål i sitsröret, för att fixera rygginfästningen. Ryggen monterar i mitten hålet som standard. Rygginfästningen kan, om så önskas, flyttas bakåt eller framåt 10mm för att finjustera balansen. Se bild 2.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Balansering (A) "vanlig" U2</th> <th>Modell</th> <th>Rygginfästning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35 mm</td> <td>U2 light</td> <td>Hål 3</td> </tr> <tr> <td>45 mm</td> <td>U2 light</td> <td>Hål 2</td> </tr> <tr> <td>55 mm</td> <td>U2 light</td> <td>Hål 1</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>U2 light L</td> <td>Hål 3</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>U2 light L</td> <td>Hål 2</td> </tr> <tr> <td>80 mm</td> <td>U2 light L</td> <td>Hål 1</td> </tr> </tbody> </table>			Balansering (A) "vanlig" U2	Modell	Rygginfästning	35 mm	U2 light	Hål 3	45 mm	U2 light	Hål 2	55 mm	U2 light	Hål 1	60 mm	U2 light L	Hål 3	70 mm	U2 light L	Hål 2	80 mm	U2 light L	Hål 1
Balansering (A) "vanlig" U2	Modell	Rygginfästning																						
35 mm	U2 light	Hål 3																						
45 mm	U2 light	Hål 2																						
55 mm	U2 light	Hål 1																						
60 mm	U2 light L	Hål 3																						
70 mm	U2 light L	Hål 2																						
80 mm	U2 light L	Hål 1																						
Övrigt:																								