








Utprovad av:













Telefon:

E-post:

Utprovad för:

Datum:

<p><b>Sittbredd (BB):</b></p> 	<p> <input type="checkbox"/> Panthera X 33 cm    <input type="checkbox"/> Panthera X 36 cm    <input type="checkbox"/> Panthera X 39 cm    <input type="checkbox"/> Panthera X 42 cm    <input type="checkbox"/> Panthera X 45 cm                  350 33 11G                      350 36 11G                      350 39 11G                      350 42 11G                      350 45 11G             </p> <p style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> BB= Sittbredd                      Bredd 33-45 cm max. brukarvikt 100 kg             </p>
<p><b>Rygginfästning:</b></p> 	<p> <input type="checkbox"/> Pos. 1 (0 mm)    <input type="checkbox"/> Pos. 2 (+10 mm)    <input type="checkbox"/> Pos. 3 (+20 mm)    <input type="checkbox"/> Pos. 4 (+30 mm)             </p> <p>Rygginfästningens olika positioner används för att få rätt balanseringen av stolen. Pos.1 gör stolen mest lätt tippad bakåt. <b>OBS!</b> Se Bilder och tabell på nästa sida!</p>
<p><b>Länkhjul:</b></p> 	<p> <input type="checkbox"/> 3" länkhjul för 24" drivhjul                      <input type="checkbox"/> 3" länkhjul för 25" drivhjul                      <input type="checkbox"/> 3" länkhjul för 26" drivhjul                  230 51 30    230 51 31    230 51 32             </p> <p style="text-align: right;">OBS! Det behövs två länkhjul till varje stol, art.nr. är för ett länkhjul!</p>
<p><b>Rygg höjd:</b></p> 	<p> <input type="checkbox"/> 22 cm    <input type="checkbox"/> 23 cm    <input type="checkbox"/> 24 cm    <input type="checkbox"/> 25 cm    <input type="checkbox"/> 26 cm    <input type="checkbox"/> 27 cm    <input type="checkbox"/> 28 cm                  342 BB* 22    342 BB* 23    342 BB* 24    342 BB* 25    342 BB* 26    342 BB* 27    342 BB* 28  <input type="checkbox"/> 29 cm    <input type="checkbox"/> 30 cm    <input type="checkbox"/> 31 cm    <input type="checkbox"/> 32 cm    <input type="checkbox"/> 33 cm    <input type="checkbox"/> 34 cm    <input type="checkbox"/> 35 cm                  342 BB* 29    342 BB* 30    342 BB* 31    342 BB* 32    342 BB* 33    342 BB* 34    342 BB* 35             </p> <p style="text-align: right;">*BB ersätts med vald sittbredd! Se "Sittbredd" ovan!</p>
<p><b>Fotstöd:</b></p> 	<p> <input type="checkbox"/> Fotbåge, Alu    BB = 33-45                      <input type="checkbox"/> Platta fotbåge    plast BB = 33-45                  360 04 BB    360 10 BB             </p>
<p><b>Drivhjul:</b></p> 	<p> <input type="checkbox"/> 24", Spinerger X, aluminium-drivring    <input type="checkbox"/> 25", Spinerger X, aluminium-drivring    <input type="checkbox"/> 26", Spox std, titan-drivring                  110 01 40 Svarta ekrar    110 01 45 Svarta ekrar    110 01 01 Svart ekrar  <input type="checkbox"/> 24", Spinerger X, Paragrip-drivring    <input type="checkbox"/> 25", Spinerger X, Paragrip-drivring    <input type="checkbox"/> 26", Spox std, Paragrip-drivring                  110 01 44 Svarta ekrar    110 01 48 Svarta ekrar    110 01 04 Svart ekrar  <input type="checkbox"/> 24", Spinerger X, Tetragrip-drivring    <input type="checkbox"/> 25", Spinerger X, Tetragrip-drivring    <input type="checkbox"/> 26", Spox std, Tetragrip-drivring                  110 01 43 Svarta ekrar    110 01 47 Svarta ekrar    110 01 05 Svart ekrar  <input type="checkbox"/> Övriga drivhjul    <input type="text"/> </p> <p style="text-align: right;">OBS! Det behövs två drivhjul till varje stol art.nr. är för ett drivhjul!</p> <p><a href="#">Se tillvalslista.</a></p>
<p><b>Broms:</b></p> 	<p> <input type="checkbox"/> Enhandsbroms X Höger    till BB 33    <input type="checkbox"/> Enhandsbroms X Vänster    till BB 33                  462 33 02    462 33 01  <input type="checkbox"/> Enhandsbroms X Höger    till BB 36    <input type="checkbox"/> Enhandsbroms X Vänster    till BB 36                  462 36 02    462 36 01  <input type="checkbox"/> Enhandsbroms X Höger    till BB 39    <input type="checkbox"/> Enhandsbroms X Vänster    till BB 39                  462 39 02    462 39 01  <input type="checkbox"/> Enhandsbroms X Höger    till BB 42    <input type="checkbox"/> Enhandsbroms X Vänster    till BB 42                  462 42 02    462 42 01  <input type="checkbox"/> Enhandsbroms X Höger    till BB 45    <input type="checkbox"/> Enhandsbroms X Vänster    till BB 45                  462 45 02    462 45 01             </p> <p style="text-align: right;">OBS! Notera bromshandtagets placering! Höger eller vänster sida!</p>

<b>Sidoskydd:</b> 	<input type="checkbox"/> <b>Sidoskydd U2 light 24"</b> 442 05 15 <input type="checkbox"/> <b>Sidoskydd U2 light 26"</b> 442 05 35	<input type="checkbox"/> <b>Sidoskydd Carbon liten skärm</b> 442 07 40 	<input type="checkbox"/> <b>Sidoskydd Carbon stor skärm</b> 442 06 40 																					
<b>Dyna:</b> 	<input type="checkbox"/> <b>Dyna X 5 cm</b> sittdjup 40 cm 475 01 BB <input type="checkbox"/> <b>Dyna std 5 cm</b> sittdjup 40 cm 475 00 BB	<input type="checkbox"/> <b>Kort dyna std 5 cm</b> sittdjup 35 cm 475 35 BB <input type="checkbox"/> <b>Kort dyna std 2,5 cm</b> sittdjup 35 cm 472 35 BB																						
<b>Tillbehör:</b> 	<input type="checkbox"/> <b>Rörskydd</b> elastiskt skydd för rör och lack 990 02 52    3 st behövs till en rullstol    _____ st <input type="checkbox"/> <b>Transportskydd</b> lagerhylsa 902 40 09 <input type="checkbox"/> <b>Armkrok / st</b> _____ st 420 00 11 	<input type="checkbox"/> <b>Transportskydd</b> bakstycke 902 40 12 <input type="checkbox"/> <b>Transportskydd</b> bakaxel 902 40 08	 																					
<b>Inställningar:</b> Ryggvinkel Fotstödshöjd	<b>Ryggvinkel</b> Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel.  A= _____ mm	<b>Fotstödshöjd</b> Ange måttet (A) för önskad fotstödshöjd.  A= _____ mm																						
<b>Balansering:</b>	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> Panthera X har en fast bakaxel av kolfiber som inte kan flyttas. För att hitta en balansering som passar dig, så är det möjligt att placera rygginfästningen i fyra olika lägen i steg om 10 mm. Mät avståndet A på din befintliga stol (bild 1), och titta i tabellen nedan vilket läge av rygginfästning (bild 2) som din balansering motsvarar. </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>bild 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bild 2</p> </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Balansering (A) "vanlig" U2</th> <th>Modell</th> <th>Rygginfästning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35 mm</td> <td>Panthera X</td> <td>Pos. 4</td> </tr> <tr> <td>45 mm</td> <td>Panthera X</td> <td>Pos. 4</td> </tr> <tr> <td>55 mm</td> <td>Panthera X</td> <td>Pos. 3</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>Panthera X</td> <td>Pos. 3</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>Panthera X</td> <td>Pos. 2</td> </tr> <tr> <td>80 mm</td> <td>Panthera X</td> <td>Pos. 1</td> </tr> </tbody> </table>			Balansering (A) "vanlig" U2	Modell	Rygginfästning	35 mm	Panthera X	Pos. 4	45 mm	Panthera X	Pos. 4	55 mm	Panthera X	Pos. 3	60 mm	Panthera X	Pos. 3	70 mm	Panthera X	Pos. 2	80 mm	Panthera X	Pos. 1
Balansering (A) "vanlig" U2	Modell	Rygginfästning																						
35 mm	Panthera X	Pos. 4																						
45 mm	Panthera X	Pos. 4																						
55 mm	Panthera X	Pos. 3																						
60 mm	Panthera X	Pos. 3																						
70 mm	Panthera X	Pos. 2																						
80 mm	Panthera X	Pos. 1																						
<b>Övrigt:</b>																								