

Balansläge -26" drivhjul + S3 broms

Balance position- 26" rearwheels + S3 brake

Rev: 2017-02

Swe Om man väljer **26" drivhjul** samt **S3 broms** till U3 blir balansläget **max 50 mm**.

alternativa bromsar om balansläge större än 50 mm önskas:

[Enhandsbroms](#)

[Hög broms](#)

[Hög broms framflyttad](#)

Eng If **26" rear wheels** is mounted together with **S3 brake** on U3 balance measure can be maximum **50 mm**.

alternative brakes if a larger measure than 50 mm is desired:

[One hand brake](#)

[High brake](#)

[High brake moved ahead](#)

