

Nyhet- S3 Ryggstödet till Bambino 3

Klicka på bilderna för större format



S3 RYGG



BAMBINO 3



S3 KÖRHANDTAG

S3 Ryggstödet till Bambino 3

Från och med 1/11 kommer vi tillhandahålla S3-ryggstöd för Bambino 3, även till sittbredd 24 cm.

När totalvikten på stolen är avgörande för barnet så blir det med S3-rygg möjligt att montera [S3 höj- och sänkbara körhandtag](#) istället för [Bambino 3 körbåge](#).

Nya artikelnummer för dessa ryggar:

5232420	Rygg S3 kpl br 24 h 20
5232425	Rygg S3 kpl br 24 h 25
5232430	Rygg S3 kpl br 24 h 30
5232435	Rygg S3 kpl br 24 h 35

För övriga sittbredder 27-33 används de redan befintliga artikelnumren

Priset på dessa blir detsamma som övriga S3 standardryggar.

Vid frågor var god kontakta:

Sales Manager Sweden/Norway & Sales Support DK

Helena Lemoine

helena.lemoine@permobil.com

Tel: 08-557 608 77