

NYHET Drivringar med PRC & GP på SPOX

Från idag kan samtliga SPOX-dimensioner fås med drivringar i PRC (grå vinyl) och GP (geléplastade). De är skruvade i fälgen med 6 fästen. Obs, fast avstånd mellan fälg och drivring på 38 mm (centrum fälg till centrum drivring). Ej ställbart. Detta ger en luftspalt på 12 mm på PRC och 9 mm på GP (mellan fälg och drivring).



Spox med PRC



Spox med GP

Benämning

Drivhjul 24" Spox std PRC drivring
Drivhjul 24" Spox std geléplastad drivring
Drivhjul 24" Spox std PRC drivring röd
Drivhjul 24" Spox std geléplastad drivring röd
Drivhjul 25" Spox std PRC drivring
Drivhjul 25" Spox std geléplastad drivring
Drivhjul 26" Spox std PRC drivring
Drivhjul 26" Spox std geléplastad drivring

Artikelnummer

110 00 85
110 00 86
110 00 87
110 00 88
110 01 33
110 01 32
110 01 04
110 01 05