

NYHET **Nya bakaxeln "Carbon" som standard!**

Från och med **1:a Januari 2009** kommer alla rullstolar av modell **Panthera S2 (inkluderar S2, S2 kort och S2 large)**, **S2 swing (inkluderar S2 swing och S2 swing kort)**, **U2 och Bambino** levereras med den nya standardbakaxeln **"Carbon"** tillverkad i kolfiber. Undantaget är *Panthera Micro* och *BT* och *U2 light*.

Den nya bakaxeln **"Carbon"** har fördelar som **låg vikt, är lätt att montera och justera samt ökad livslängd**. Den har även fått en **ökad styvhet** jämfört med den gamla vilket ger **bättre köregenskaper** på rullstolen. Dessutom kommer nya **"Carbon"** att ha **samma pris** som den gamla. Den gamla bakaxeln kommer att finnas kvar som reservdel.


För att höja stolen finns det förhöjningssatser i steg om 10 mm upp till 70 mm höjning av bakaxeln. **"Carbon"** finns till alla stolsbredder och även i längder mellan våra standardstorlekar vilket gör distanser överflödiga.

De lite bredare bakaxlarna används när man vill montera vissa tillbehör som behöver mer utrymme som t.ex. armstöd och sidoskydd.

Även rullstolar som tidigare haft camberaxel som standard, sittbredd 45 och 50 cm, kommer att få **"Carbon"** som standard istället.


För att sänka stolen används den nya bakaxeln och i vissa speciella fall även den gamla, och vid cambervinklar över 2 grader används fortfarande camberaxeln.

Se tabeller med storlekar och art.nr. på nästa sida.



panthera

Panthera Production AB
Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga
Tel. 08-761 50 40 Fax 08-621 08 10
panthera@panthera.se www.panthera.se



Carbon bakaxel

benämning	art.nr.
Bakaxel kompl Carbon b27 std	3302327
Bakaxel kompl Carbon b27 +1,5 std	3302328
Bakaxel kompl Carbon b30 std	3302330
Bakaxel kompl Carbon b30 +1,5 std	3302331
Bakaxel kompl Carbon b33 std	3302333
Bakaxel kompl Carbon b33 +1,5 std	3302334
Bakaxel kompl Carbon b36 std	3302336
Bakaxel kompl Carbon b36 +1,5 std	3302337
Bakaxel kompl Carbon b39 std	3302339
Bakaxel kompl Carbon b39 +1,5 std	3302340
Bakaxel kompl Carbon b42 std	3302342
Bakaxel kompl Carbon b42 +1,5 std	3302343
Bakaxel kompl Carbon b45 std	3302345
Bakaxel kompl Carbon b45 +1,5 std	3302346
Bakaxel kompl Carbon b50 std	3302350
Bakaxel kompl Carbon b50 +1,5 std	3302351



Förhöjningsatts Carbon bakaxel

benämning	art.nr.
Fäste bakaxel komplett förhöjning 10 mm	3302510
Fäste bakaxel komplett förhöjning 20 mm	3302520
Fäste bakaxel komplett förhöjning 30 mm	3302530
Fäste bakaxel komplett förhöjning 40 mm	3302540
Fäste bakaxel komplett förhöjning 50 mm	3302550
Fäste bakaxel komplett förhöjning 60 mm	3302560
Fäste bakaxel komplett förhöjning 70 mm	3302570



Gamla bakaxeln

benämning	art.nr.
Bakaxel komp set 27 bred	3300027
Bakaxel komp set 30 bred	3300030
Bakaxel komp set 33 bred	3300033
Bakaxel komp set 36 bred	3300036
Bakaxel komp set 39 bred	3300039
Bakaxel komp set 42 bred	3300042
Bakaxel komp set 45 bred	3300045
Bakaxel komp set 50 bred	3300050

Dokument för beräkning av höjningsatts, sprängskiss och monteringsanvisning:
[klicka här eller hitta dem på infoCD:en på hemsidan.](#)

panthera

Panthera Production AB
 Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga
 Tel. 08-761 50 40 Fax 08-621 08 10
 panthera@panthera.se www.panthera.se