

# panthera®

Infoblad 2011-09

Rev.2013-01

## Freewheel



Panthera kan nu erbjuda sina kunder ett nytt tillbehör, en uppfinning som heter Freewheel. Den är utvecklad i USA av en amerikan som heter Pat Dougherty.

Freewheel - är ett tillbehör som enkelt monteras på rullstolens fotstöd som bilden visar. Det ökar dramatiskt framkomligheten för rullstolen på underlag som t.ex. gräsmattor, snöiga parkeringsplatser, stigar, trädgårdar, trottoarkanter m.m.

Den är avsedd att användas utomhus. Rullstolens längd ökar med 46 cm när Freewheel är monterat. Monteringen och demonteringen av Freewheel är mycket lätt och kan göras av brukaren själv sittandes i rullstolen.

Ett fäste för att hänga Freewheel på rullstolsryggen, när den inte används, finns också.

Se video på Freewheel på Pantheras hemsida.



**Artikelnummer:**

**Art.nr. 2600102**

