


panthera®

Infoblad 2012-01

2013-03-25

Nytt nav



Panthera byter till europeisk tillverkare av nav.

Vi vill med denna åtgärd säkerställa en hög nivå på kvalitet och leveranssäkerhet.

Panthera kommer att successivt införa det nya navet på sina standarddrivhjul, med start från 1:a Januari 2012. Det nya navet har en ny konstruktion och en annan legering av aluminium. Även hjulaxeln har ett nytt utförande.

Den nya hjulaxeln är bakåtkompatibel med de gamla navet och de gamla axlarna passar de nya naven.

Den nya navet känns lätt igen på den svarta färgen och hjulaxeln på den avfasade tryckknappen och den laserskrivna Panthera loggan. ”

Navhylsa m. lager art.nr. 1700070
Axel QR 1/2" / 12,7mm x 91 mm SJ art.nr. 1100022