



Infoblad 2013-03
2013-02-28

Drivringar PRC och geléplast utgår

Fr.o.m. 1:a Mars 2013 kommer vi **successivt** att ersätta drivringar av modell PRC och geléplastade med nya modeller. Detta gäller samtliga storlekar.

Anledningen till att vi byter ut PRC och geléplastade är att vår amerikanska leverantör oväntat lagt ner tillverkningen i sin fabrik med omedelbar verkan och inte kan leverera dessa modeller till oss.

Därför blir vi tvingade att tidigarelägga introduktionen av de nya drivringar som Panthera under hösten / vintern 2012 / 2013 utvärderat, med ett gott resultat. Det är Tetra Grip och Para Grip, från den mycket välrenommerad tyska tillverkaren, Tetra Equipment.

Alla nya artiklar kommer att finnas i Hinfo.

PRC (grå färg) ersätts av **Para Grip** (svart färg)*
Geléplastad (mjuk) ersätts av **Tetra Grip** (ngt hårdare)*

*Dessa drivringar monteras med M5 skruv i stället för den tidigare skruven med tum-gänga.

PRC	art.nr.	ersätts av	Para Grip	art.nr.
Drivring PRC för 24"-hjul-4-clips	1903300	" "	Drivring Para 24" 4P C/C 507	1903406
Drivring PRC 16" ko dist st eker	1903303	" "	Drivring Para 20" 6 öron	1905120
Drivring PRC 18" ko dist st eker	1903305	" "	Drivring Para 22" 6 öron	1905122
Drivring PRC för 24" SPOX 6P st	1904304	" "	Drivring Para 24" 6 öron	1905124
Drivring PRC för 25" SPOX st	1904305	" "	Drivring Para 25" 6 öron	1905125
Drivring PRC för 26" SPOX st	1904306	" "	Drivring Para 26" 6 öron	1905126
Geléplast			Tetra Grip	
Drivring Geleplast för 24"-hjul	1903200	" "	Drivring Tetra 24" 4P C/C 507	1905324
Drivring Geleplast för 24" SPOX st	1904204	" "	Drivring Tetra 24" 6 öron	1905224
Drivring Geleplast för 25" SPOX st	1904205	" "	Drivring Tetra 25" 6 öron	1905225
Drivring Geleplast för 26" SPOX st	1904206	" "	Drivring Tetra 26" 6 öron	1905226