

FREEWHEEL - FÖR HÖGT MONTERADE FOTBÅGAR

Tillverkaren har tagit fram varianter av Freewheel som är anpassade för de som har sitt fotstöd högt monterat, där det tidigare inte var möjligt att montera Freewheel. Måtten anger höjden i cm mellan fotstöds över sida och golvet.

De nya varianterna, **inkl. std** är:

art.nr.	Freewheel	Lägsta höjd	Högsta höjd
2600102	Freewheel std		
2600105	Freewheel special height 5,5" (14 cm)	11,5 cm	16,5 cm
2600106	Freewheel special height 6,5" (16,5 cm)	14 cm	19 cm
2600107	Freewheel special height 7,5" (19 cm)	16,5 cm	21,5 cm
2600108	Freewheel special height 8,5" (21,5 cm)	19 cm	24 cm

Använd tabellen nedan för att avgöra vilken Freewheel som passar ditt fotstöd.

OBS! Kombinationen av Freewheel och smala fotbågar, bredd 30 eller 33 cm, vill vi avråda ifrån då det blir för trångt för fötterna när Freewheel är monterat. Kontakta Panthera för mer information.



Stolsmodell	Shims (A, B)	Antal cm från golvet	Freewheel modell	Art.nr.	Art.nr.	Typ av fotstöd
U2 / U3 / light / X	B	4	Std	2600102		Förstärkt
U2 / U3 / light / X	B	6	Std	2600102		Förstärkt
U2 / U3 / light / X	B	8	Std	2600102		Förstärkt
U2 / U3 / light / X	B	10	Std	2600102		Förstärkt
U2 / U3 / light / X	A (25" hjul)	11,2	Std	2600102		Förstärkt
U2 / U3 / light / X	B (26" hjul)	12,5	5,5 "	2600105		Förstärkt
Stolsmodell	Shims (A, B)	Antal cm från golvet	Freewheel modell	Art.nr.		Typ av fotstöd
S2 / S3	B	4	Std	2600102		Förstärkt
S2 / S3	B	6	Std	2600102		Förstärkt
S2 / S3	B	8	Std	2600102		Förstärkt
S2 / S3	B	10	Std	2600102		Förstärkt
S2 / S3	A (25" hjul)	11,2	Std	2600102		Förstärkt
S2 / S3	B (26" hjul)	12,5	5,5 "	2600105		Förstärkt
Stolsmodell	Shims (A, B)	Antal cm från golvet	Freewheel modell	Art.nr.		Typ av fotstöd
S2 / S3-kort	B	4	-	-		-
S2 / S3-kort	B	6	-	-		-
S2 / S3-kort	B	8	Std med 3" länkhjul	2600102		U-form S2
S2 / S3-kort	B	10	Std med 3" länkhjul	2600102		U-form S2
S2 / S3-kort	A (25" hjul)	12	5,5 "	2600105		U-form S2
S2 / S3-kort	B (26" hjul)	14	5,5 "	2600105		U-form S2
Stolsmodell	Shims (A, B)	Antal cm från golvet	Freewheel modell	Art.nr.	Art.nr. Bambino kit *	Typ av fotstöd
Bambino	Bambino kit*	8-14	5,5 "	2600103	(art.nr. 2600103 innehåller Bambino kit)	Fotplatta
Bambino	Bambino kit	14-19	6,5 "	2600106	+2602061*	Fotplatta
Bambino	Bambino kit	16,5-21,5	7,5 "	2600107	+2602061	Fotplatta
Bambino	Bambino kit	19-24	8,5 "	2600108	+2602061	Fotplatta

* Bambino kit innehåller delar för att anpassa fotplattan för Freewheel. (Fotplatta ingår inte i Bambino kit)