


FÄRDIGMONTERADE FRAMGAFFLAR FÖR S3 OCH X



S3 FRAMGAFFEL MED TAPP



NU LEVERERAS DELARNA 1 OCH 2 MONTERADE

Vi kommer framöver leverera gaffeltapp (1) och framgaffel (2) färdigmonterade från Panthera. Vi kommer inte erbjuda framgaffel och gaffeltapp separat längre. Detta gör att vi tar bort risken för felmontering av framgafflar ute på fältet. Detta gäller S3 framgafflar och X framgafflar där gaffeltappen är fastgängad i framgaffeln och säkrad med gängläsningsolja Loctite.

Kompleta S3 och X framgafflar

Art.nr: 2100140 Gaffel 75+ tapp 3
Art.nr: 2100141 Gaffel 90+tapp 3
Art.nr: 2100142 Gaffel 105+tapp 3
Art.nr: 2100143 Gaffel 120+tapp 3

Art.nr. 2305139 Gaffel X2 tapp 24" för X 3" X hjul
Art.nr. 2305140 Gaffel X2 tapp 25" för X 3" X hjul
Art.nr. 2305141 Gaffel X2 tapp 26" för X 3" X hjul