

SPINERGY SPOX 26" UTGÅR OCH ERSÄTTTS AV SPINERGY X 26"



SPINERGY SPOX 26"



SPINERGY X 26"

ÖVERGÅNGEN FRÅN SPINERGY SPOX TILL SPINERGY X SLUTFÖRS NU MED 26" HJULEN.

Inom kort kommer vi att börja ersätta drivhjul Spinerger Spox 26" med Spinerger X 26", såsom vi tidigare gjort med Spinerger Spox 24" och 25".

Spinerger X hjulen är sen tidigare standarddrivhjul till Panthera X och utmärker sig med mycket låg vikt, hög kvalitet och stabilitet.

Infästning av drivringen har samma utförande som alla våra övriga drivhjul vilket underlättar lagerhållningen. Alla våra drivringar passar alla våra drivhjul. Demontering och montering av drivring görs utifrån, d.v.s. man behöver inte ta bort däck och slang.

Priset för Spinerger X 26" kommer att vara det samma som för Spinerger Spox 26"

Exempel på artikelnummer:

art.nr. 1100100 Drivhjul 26" Spox std utan drivring, Schwalbe Right Run däck

ersätts av

art.nr. 1100156 Drivhjul 26" Spinerger X utan drivring, Schwalbe Right Run däck