

## SPINERGY SPOX 24" UTGÅR OCH ERSÄTTTS AV SPINERGY X 24"



SPINERGY SPOX 24"



SPINERGY X 24"

ÖVERGÅNGEN FRÅN SPINERGY SPOX TILL SPINERGY X SLUTFÖRS NU MED 24" HJULEN.

Inom kort kommer vi att börja ersätta drivhjul Spinerger Spox 24" med Spinerger X 24", såsom vi tidigare gjort med Spinerger Spox 25" och 26".

Spinerger X hjulen är sen tidigare standarddrivhjul till Panthera X och utmärker sig med mycket låg vikt, hög kvalitet och stabilitet.

Infästning av drivringen har samma utförande som alla våra övriga drivhjul vilket underlättar lagerhållningen. Alla våra drivringar passar alla våra drivhjul. Demontering och montering av drivring görs utifrån, d.v.s. man behöver inte ta bort däck och slang.

Priset för Spinerger X 24" kommer att vara det samma som för Spinerger Spox 24"

Exempel på artikelnummer:

art.nr. 1100081 Drivhjul 24" Spox std utan drivring, Schwalbe Right Run däck

**ersätts av**

art.nr. 1100154 Drivhjul 24" Spinerger X ej drivring, Schwalbe Right Run däck