


## BESTÄLLNING AV DRIVHJUL FRÅN PANTHERA



### PANTHERA DELAR UPP BESTÄLLNING AV DRIVHJUL I DRIVHJUL+DRIVRING.

Panthera övergår nu till att sälja drivhjul med däck och drivring separat med var sitt artikelnummer istället för att ha ett artikelnummer för komplett hjul med drivring.

Denna förändring är möjlig tack vare att alla drivringar monteras utifrån utan att demontera däck och slang. Tack vare ändringen minskar vi antalet artikelnummer och underlättar lagerhållningen.

Se tabeller nedan och på nästa sida för artikelnummer.

Priset för drivhjul och drivring separat är det samma eller lägre än för ett komplett drivhjul.

Om kund gör beställning på ett komplett drivhjul så kommer Panthera att orderbekräfta med drivhjul med däck och drivring separat.

STANDARD DRIVHJUL 24"		
art.nr.	Benämning	ersätts av
1300010	Drivhjul 24" 6P Drivring Alu	A + 1
1300010R	Drivhjul 24" 6P Drivring Alu	B + 1
1300011	Drivhjul 24" 6P Dr.ring Alu PU däck	C + 1
1300012	Drivhjul 24" 6P Drivring Alu	D + 1
1300020	Drivhjul 24" 6P Drivring Titan	A + 2
1300020R	Drivhjul 24" 6P Drivring Titan	B + 2
1300021	Drivhjul 24" 6P Dr.ring Tit PU däck	C + 2
1300022	Drivhjul 24" 6P Drivring Titan	D + 2
1300030	Drivhjul 24" 6P Drivring MaxGr tunn	A + 3
1300030R	Drivhjul 24" 6P drivring MaxGr tunn	B + 3
1300031	Drivhjul 24" 6P Dr.ring MG PU däck	C + 3
1300032	Drivhjul 24" 6P Drivring MaxGr tunn	D + 3
1300040	Drivhjul 24" 6P Drivring Tetra	A + 4
1300040R	Drivhjul 24" 6P Drivring Tetra	B + 4
1300041	Drivhjul 24" 6P Tetra PU däck	C + 4
1300042	Drivhjul 24" 6P Drivring Tetra	D + 4
1300050	Drivhjul 24" 6P Drivring Para	A + 5
1300050R	Drivhjul 24" 6P Drivring Para	B + 5
1300051	Drivhjul 24" 6P Dr.ring Para PUdäck	C + 5
1300052	Drivhjul 24" 6P Drivring Para	D + 5

DRIVHJUL		+	DRIVRING	
art.nr.	Benämning		art.nr.	Benämning
<b>A</b> 1300000	Drivhjul 24" 6P utan drivring däck Right Run	<b>1</b>	1902430	Drivring ALU för 24"hjul 6P 510mm
<b>B</b> 1300000R	Drivhjul 24" 6P utan drivring utan däck	<b>2</b>	1902411	Drivring Titan för 24"hjul 6P 510mm
<b>C</b> 1300001	Drivhjul 24" 6P utan drivring däck PU	<b>3</b>	1903060	Drivring MaxGrepp 24"hjul 6P 510mm
<b>D</b> 1300002	Drivhjul 24" 6P utan dr.ring däck Marathon Plus	<b>4</b>	1905224BT	Drivring Tetra 24" 6P bockade öron
		<b>5</b>	1905124BT	Drivring Para 24" 6P bockade öron

fortsättning på nästa sida

STANDARD DRIVHJUL 22"		
art.nr.	Benämning	ersätts av
1310020	Drivhjul 22" 6P Drivring Titan	A + 1
1310020R	Drivhjul 22" 6P Drivring Titan	B + 1
1310021	Drivhjul 22" 6P drivr titan PU däck	C + 1
1310022	Drivhjul 22" 6P Drivring Titan	D + 1
1310030R	Drivhjul 22" 6P Drivring Maxgrepp	B + 2
1310031	Drivhjul 22" 6P Maxgrepp PU däck	C + 2
1310040	Drivhjul 22" 6P Drivring Tetra	A + 3
1310040R	Drivhjul 22" 6P Drivring Tetra	B + 3
1310041	Drivhjul 22" 6P Tetra PU däck	C + 3
1310042	Drivhjul 22" 6P Drivring Tetra	D + 3
1310050	Drivhjul 22" 6P Drivr. Para	A + 4
1310050R	Drivhjul 22" 6P Drivr. Para	B + 4
1310051	Drivhjul 22" 6P Drivr. Para	C + 4
1310052	Drivhjul 22" 6P Drivring Para	D + 4

DRIVHJUL		+	DRIVRING	
art.nr.	Benämning	art.nr.	Benämning	
A 1310000	Drivhjul 22" 6P utan drivring däck Right Run	1 1902211	Drivring titan 22" 6P 459 mm	
B 1310000R	Drivhjul 22" 6P utan drivring utan däck	2 1903080	Drivring MaxGrepp 22" hjul 6P 459	
C 1310001	Drivhjul 22" 6P utan drivring däck PU	3 1905222BT	Drivring Tetra 22" 6 bockade öron	
D 1310002	Drivhjul 22" 6P utan drivring däck Marathon	4 1905122BT	Drivring Para 22" 6 bockade öron	

STANDARD DRIVHJUL 20"		
art.nr.	Benämning	ersätts av
1320020	Drivhjul 20" 6P Drivring Titan	A + 1
1320021	Drivhjul 20" 6P drivr titan PU däck	B + 1
1320030	Drivhjul 20" 6P Drivring MaxGr	A + 2
1320040	Drivhjul 20" 6P Drivring Tetra	A + 3
1320041	Drivhjul 20" 6P Tetra PU däck	B + 3
1320051	Drivhjul 20" 6P Dr.ring Para PUdäck	B + 4

DRIVHJUL		+	DRIVRING	
art.nr.	Benämning	art.nr.	Benämning	
A 1320000	Drivhjul 20" 6P utan drivring däck Right Run	1 1902011	Drivring titan 20" 6P 421 mm	
B 1320001	Drivhjul 20" 6P ej drivring däck PU	2 1903070	Drivring MaxGrepp 20" hjul 6P 421	
		3 1905220BT	Drivring Tetra 20" 6 bockade öron	
		4 1905120BT	Drivring Para 20" 6 bockade öron	

SPINERGY X DRIVHJUL		
art.nr.	Benämning	ersätts av
1100140	Drivhjul 24" Spinergy X Alu-ring	A + 1
1100140R	Drivhjul 24" Spinergy X Alu-ring	B + 1
1100143	Drivhjul 24" Spinergy X Tetra-ring	A + 3
1100144	Drivhjul 24" Spinergy X Para-ring	A + 4
1100145	Drivhjul 25" Spinergy X Alu-ring	C + 7
1100145R	Drivhjul 25" Spinergy X Alu-ring	D + 7
1100147	Drivhjul 25" Spinergy X Tetra-ring	C + 5
1100148	Drivhjul 25" Spinergy X Para-ring	C + 6

DRIVHJUL		+	DRIVRING	
art.nr.	Benämning	art.nr.	Benämning	
A 1100141	Drivhjul 24" Spinergy X ej drivring däck Schwalbe One Svarta ekrar	1 1904404	Drivring Aluminium 24" X	
B 1100141R	Drivhjul 24" Spinergy X ej drivring ej däck Svarta ekrar	2 1902411	Drivring Titan för 24" hjul 6P 510mm	
C 1100146	Drivhjul 25" Spinergy X ej drivring däck Schwalbe One Svarta ekrar	3 1905224BT	Drivring Tetra 24" 6P bockade öron	
D 1100146R	Drivhjul 25" Spinergy X ej drivring ej däck Svarta ekrar	4 1905124BT	Drivring Para 24" 6P bockade öron	
		5 1905225BT	Drivring Tetra 25" 6 bockade öron	
		6 1905125BT	Drivring Para 25" 6 bockade öron	
		7 1904405	Drivring Aluminium 25" X	