

## LÄNKHJUL TILL S2 SERIEN SLUTAR TILLVERKAS

Klicka på bilderna för större format



LÄNKHJUL S2 5"



LÄNKHJUL S3 120 mm

### LÄNKHJUL TILL S2 SERIEN SLUTAR TILLVERKAS

Länkhjul till S2 serien kommer att sluta produceras för att ersättas av länkhjul S3

Vid montering av S3 länkhjul på S2 gaffel behövs "*Distans S3-länkhjul på S2 gaffel*" art.nr 9024002 (x2/gaffel)

Dessa distanser kommer vi att erbjuda kostnadsfritt vid tillbehörs beställningar tillsvidare. Observera att ni behöver beställa distanserna för leverans.

Vi slutar producera S2 länkhjul och kommer ersätta dessa med S3 länkhjul. Vi beräknar att övergången sker runt årsskiftet 2018/2019 beroende på lagertillgång.

Totalkostnaden för länkhjulen på en rullstol med beräknad livslängd på 5 år kommer i och med detta bytet att bli ca 35% lägre med S3 länkhjul jämfört med S2 länkhjul.

I denna beräkning har vi tagit hänsyn till materialkostnader samt arbetskostnader, dvs. de nya länkhjulen blir totalt sett billigare trots högre styck kostnad.

UTGÅENDE		ERSÄTTANDE	
Art.nr	Benämning	Art.nr	Benämning
2000040	Länkhjul 3"/87mm STD	2002010	Länkhjul S3 90 mm
2000000	Länkhjul 5"/115mm standardbana	2002020	Länkhjul S3 120 mm
2000001	Länkhjul 5"/120mm tjock bana	2002020	Länkhjul S3 120 mm
2000032	Länkhjul 6"/150mm	2002030	Länkhjul S3 150 mm
2000041	Gummibana 3"/87mm	2002010	Länkhjul S3 90 mm
2000010	Gummibana std 5"/115mm	2002020	Länkhjul S3 120 mm
2000011	Gummibana tjock 5"/120mm	2002020	Länkhjul S3 120 mm