

ARMSTÖDSFÄSTE S3

Klicka på bilderna för större format



Armstödsfäste S3 / U3



Armstödsfäste S3



Armstödsfäste S3 med instansat
art.nr. för komplett fäste

ARMSTÖDSFÄSTE TILL S3 SERIEN UPPDATERAS TILL NY VERSION

Som en del i vårt kvalitetsarbete uppdaterar vi armstödsfästet till S3-serien.

Gäller för alla modeller där armstöd går att montera: S3, S3 Swing, U3, U3 Light familjerna.

Med det nya fästet uppnår vi bättre passningsprecision i delarna och fästet upplevs stabilare med armstöd monterat. Ett komplett par fästen blir 48 gram lättare jämfört med tidigare fästen.

Skillnader: Det nya fästet är tillverkat i PA6 polyamid till skillnad från det tidigare fästet som innehöll delar i aluminium.

Samma monteringsinstruktion, användningsinstruktion och fästdetaljer gäller, samt att de är bakåtkompatibla med alla S3 armstöd.

För att underlätta lagerhantering har det nya fästet ett eget artikelnummer enligt nedan:

UTGÅENDE		ERSÄTTANDE	
Art.nr	Benämning	Art.nr	Benämning
4401050	Fästen armstöd S3 / U3 par kpl	4401570	Fäste armstöd S3 kpl par
4401051	Fäste armstöd S3 / U3 vänster kpl	4401571	Fäste armstöd S3 kpl vänster styck
4401052	Fäste armstöd S3 / U3 höger kpl	4401572	Fäste armstöd S3 kpl höger styck

Artikelnummer för armstöd S3 inklusive fäste förblir oförändrat.

De nya fästena börjar levereras från vecka 29 och artikelnumren finns upplagda i Hjälpmedelstjänsten.

Priserna förblir oförändrade.