

## NYA MASSIVA PUNKTERINGSFRIA PU-DÄCK

Klicka på bilderna för större format



TIDIGARE PU -DÄCK

NYA PR1MO PU -DÄCK

### NYA MASSIVA PUNKTERINGSFRIA PU-DÄCK

Med start i Augusti 2019 kommer vi löpande ersätta de gamla grå PU-däcken (massiva punkteringsfria i polyuretan) med våra nya svarta PR1MO PU-däck.

Förändringen innebär att vi byter till ett massivt däck som har bättre bromsverkan än tidigare version, går snabbare att montera i däckmonterings - jigg då det kräver mindre arbete att få det på plats i fälgen. Dessutom rullar det nya däck väsentligen bättre, enligt våra tester ca 30 % mindre rullmotstånd. Blir tillgängliga även i storlek 25" och 26".

Finns i storlekarna 20", 22", 24", 25" och 26".

PR1MO däck passar både på våra [std hjul](#) och på [Spinergyhjulen](#).

OBS! Passar ej till [enhandsdrift](#) samt [vårdarbroms](#). Där kommer det [gråa PU däck](#) att användas.

Priset blir oförändrat. Artikelnummer för std drivhjul med monterade PU-däck blir också oförändrade.

Monteringsanvisning: [VIDEO](#)

Gäller art.nr:

UTGÅR		ERSÄTTER		DRIVHJUL MED PU-DÄCK	
ART.NR.	BENÄMNING	ART.NR.	BENÄMNING	ART.NR.	
1000116	Däck 20" punkt.fri	1000220	Däck 20"x1" punkt.fri Svart Primo	1320001	Drivhjul 20" 6P ej drivring PU däck
1000117	Däck 22" punkt.fri	1000222	Däck 22"x1" punkt.fri Svart Primo	1310001	Drivhjul 22" 6P ej drivring PU däck
1000115	Däck 24"x1" punkt.fri	1000224	Däck 24"x1" punkt.fri Svart Primo	1300001	Drivhjul 24" 6P ej drivring PU däck
		<b>NYA</b>			
		1000225	Däck 25"x1" punkt.fri Svart Primo		
		1000226	Däck 26"x1" punkt.fri Svart Primo		