

Hjulaxel till drivhjul Spinerger X 24" och 25"

Klicka på bilden för större format



Hjulaxel drivhjul Spinerger X
X, vänster - U3 light, höger

Hjulaxel till drivhjul Spinerger X 24" och 25"

Till drivhjul Spinerger X i 24" och 25" levereras axel QR 1/2"-12,7mm x 99 mm med art.nr. 1700710.

Under en introduktionsperiod av rullstolsmodellen U3 Light levererades denna hjulaxel med en U3 Light dekal.

Denna dekal utgår nu och alla hjulaxlar som levereras har originalmärkningen med "X" logotype.

ART.NR.	BENÄMNING
1700710	Axel QR 1/2" 12,7mm x 99mm titan