

## Uppgradering av körhandtagsfäste S2 / Bambino

Klicka på bilderna för större format



Äldre



Ersättande

### Körhandtagsfäste S2 / Bambino

Som en del av vårt förbättringsarbete i att minska antal artiklar kommer vi att ersätta.

Körhandtagsfäste <b>kpl par</b>	art.nr. 4250023	utgår
Körhandtagsfäste <b>vänster</b> kpl	art.nr. 4250051	utgår
Körhandtagsfäste <b>höger</b> kpl	art.nr. 4250052	utgår
<b>med</b>		
Körhandtagsfäste <b>kpl par</b> för bålstöd	art.nr. 4250030	OBS! Nytt art nr
Körhandtagsfäste <b>vänster</b> för bålstöd	art.nr. 4250024	
Körhandtagsfäste <b>höger</b> för bålstöd	art.nr. 4250025	

Funktionen för körhandtag / körbåge på S2 och Bambino är densamma. Fördelarna är logistiska och ekonomiska.

Körhandtagsfästet är förberett med extra hål för att kunna montera bålstöd vid behov.

Priset kommer att bli detsamma som på art.nr. **4250023, 4250051/4250052.**