

Ny standardbakaxel på S3 Kort ABD



Camberaxelsats 6 °



Bakaxel carbon 6 °

Ny standardbakaxel- S3 Kort ABD

Vi har tagit fram en ny 6-gradig bakaxel i Carbon till Bambino 3. Denna bakaxel kommer bli ny standardbakaxel även på **S3 Kort ABD** fr o m 15/3-21. Det blir en starkare och lättare bakaxel till oförändrat pris.

Tidigare standardbakaxel:

3362416	Camberaxelsats 24 6 gr 26 mm
3362716	Camberaxelsats 27 6 gr 26 mm
3363016	Camberaxelsats 30 6 gr 26 mm
3363316	Camberaxelsats 33 6 gr 26 mm

Ny standardbakaxel:

3303024	Bakaxel carbon 6 gr br 24 kpl
3303027	Bakaxel carbon 6 gr br 27 kpl
3303030	Bakaxel carbon 6 gr br 30 kpl
3303033	Bakaxel carbon 6 gr br 33 kpl

Kontakta Panthera om ni har frågor om dessa artiklar eller om ni vill lägga till den till avtal.

Kontaktpersoner på Panthera:

Teknisk Dokumentation

(Uppdatera artikel på avtalet i Hjmtj)

Mikael Beskow

Tel: 08-564 738 69

E-post: mikael@panthera.se

Produktchef

(Avtalsfrågor)

Milja Winqvist

Tel: 08-557 608 86

E-post: milja@panthera.se

Försäljningschef

(Produktfrågor)

Therese Ahlqvist

Tel: 08-564 738 52

E-post: therese@panthera.se