

## NY PRODUKT



reTyre - TRACTION



reTyre - TRACTION

### Ny världsunik produkt, reTyre - TRACTION

Nu lanserar Panthera en ny världsunik produkt, *reTyre Traction däckskins*.

reTyre Traction däckskins är ett **avtagbart däcköverdrag** som ger bättre friktion och grepp på mjuka/ blöta/ hala underlag och underlättar framkomligheten. Designade för rullstolskörning med en mönstring optimerad för lågt rullmotstånd/ framdrivning och inbromsning. **Montering sker enkelt** med ett kardborreförsett clips som **klickas på fälgen**, dessa är enkla för användaren att själva ta av/ på.

Dessa är avsedda att användas på manuella rullstolar med **24" drivjul**.

I Sverige kommer dessa att säljas i **Pantheras Webshop** till privatpersoner fr.o.m. v 7-8. Mer information om produkten kommer då att finnas på vår hemsida.

Om ni har frågor om produkten eller vill att vi kommer ut och demonstrerar den för er så hör av er till ansvarig produktspecialist i ert distrikt.

Länk till Panthera's produktspecialister: [LÄNK](#)