

## Produktförbättring S3 Tippskydd för låga modeller

Klicka på bilden för större format



TIPPSKYDD S3



### S3 Tippskydd för låga modeller

Fram till nu har man behövt modifiera S3-tippskydd som ska monteras på någon av våra låga modeller.

S3 Kort Låg, S3 Swing Låg 0°, U3 Y-front Låg.

Anledningen är låstappens position på dessa modeller och man har behövt skifta hö och vä sida vid montering och borra upp hål för vred. Det tar tid och det är lätt att göra fel.

Nu kan vi erbjuda Tippskydd S3 Låg där ni slipper anpassning och de monteras "som vanligt".

Priset är samma som för [Tippskydd S3](#).

#### Nya artikelnummer :

4355000 Tippskydd S3 Låg kpl par

4355001 Tippskydd S3Låg kpl vä

4355002 Tippskydd S3 Låg kpl hö

4353430 Tippskydd S3 Låg +30 par

4353431 Tippskydd S3 Låg +30 vä

4353432 Tippskydd S3 Låg +30 hö