

Bakåtbockad rygg på S2 swing

Eftersom det är 4 graders sittvinkel på S2 swing, så är det för tillfället inte möjligt att vinkla bakåtbockade ryggar lika mycket bakåt som på våra andra stolar med 7 graders sittvinkel. (Det är dock tillräckligt för ca 60% av brukarna)

Vi håller just nu på att ändra dom bakåt bockade ryggarna, så att dom ska kunna vinklas mer bakåt. Men vi kommer inte att ha något alternativ förrän tidigast juni 2007.

Om du trots detta beställer en bakåtbockad rygg på en S2 swing, och kunden inte är nöjd, så byter vi ut ryggen så fort problemet är åtgärdat.

Bakåtbockad rygg

