

panthera

S2 Large



Avsett ändamål:

Panthera S2 Large är en vanligt förekommande specialvariant i S2 familjen. Leveranstid och pris avviker från en vanlig S2. Chassit är förlängt 5 cm och förhöjt 2,5 cm, jämfört med en vanlig S2. Detta för att passa de lite längre brukarna. Chassit är förstärkt för att klara av en brukarvikt på upp till 150 kg. I övrigt har den samma rördragning som de övriga S2 modellerna.

Standardutförande:

- Chassi av crommolybdenrör.
- Fotbåge av aluminium.
- Drivhjul, 24" eller 26". Steglös balansering.
- Drivringar av titan.
- Länkhjul 5", halvmassiva, tjock gummibana.
- Ryggstöd med steglös justerbar vinkel.
- Ryggklädsel, justerbar.
- Ryggstödshöjd: 20, 25, 30, 35 och 40 cm.
- Sittbredd: 33, 36, 39, 42, 45 och 50 cm
- Sitsklädsel
- Sittdjup: 45 cm.
- Vadband
- Högt monterad broms.
- Verktygssats
- Bruksanvisning

Tillbehör

- Friktionsdrivringar
- Sidoskydd
- Armstöd
- Tippskydd
- Körhandtag

Mått och vikt:

- Vikt inkl. drivhjul från 8,5 kg (bredd 33)
- Vikt exkl. drivhjul från 5,0 kg (bredd 33)
- Total bredd 53 cm. (bredd 33)
- Total längd 83-95 cm.
- Total höjd 77,5 cm (30 cm rygg).
- Transportbredd 46 cm. (bredd 33)
- Transporthöjd 39 cm (30 cm rygg).
- Transportlängd 80 cm.
- Sitt höjd bak 45,5 cm (utan dyna)
- Sitt höjd fram 50,5 cm (utan dyna)
- Vinkel på sitsen 7 grader

Förstärkningar på S2 Large:

- Grövre gods i sitsröret.
- Grövre gods i det bakre stående röret.
- Förstärkt bakre knut.
- Förstärkningsrör i mellanbåge.
- Grövre gods i ryggstativet på bredd 50.
- Fotbåge av aluminium.
- Tjocka gummibanor på länkhjul.
- Förstärkta rygg- och sitsklädsel på bredd 50.

panthera

Panthera Production AB
Gunnabogatan 26, 163 53 Spånga
Telefon 08-761 50 40 Fax 08-621 08 10
panthera@panthera.se www.panthera.se