

Att: Ordinatörer
Tekniker
Inköpare


Enhandsbroms, ny till S2 och S2 kort

Nu är vår nya enhandsbroms äntligen klar för leverans. I och med att vi lanserade en ny rullstolsmodell, S2, i oktober 2002, så passade vi på att göra en ny enhandsbroms till denna stolen.

Det som vi har förbättrat är följande:

- Denna broms är mer "lättbromsad"
- Det finns fler justeringsmöjligheter.
- Varje broms kan monteras för två olika stolsbredder. (30-33, 36-39 eller 42-45)
- Större avstånd mellan broms och sittklädsel.

Bromsen finns både för höger- eller vänstermanövrering.



Benämning

Art. nr

Enhandsbroms ny 30-33, höger	367 30 33
Enhandsbroms ny 36-39, höger	367 36 39
Enhandsbroms ny 42-45, höger	367 42 45
Enhandsbroms ny 30-33, vänster	368 30 33
Enhandsbroms ny 36-39, vänster	368 36 39
Enhandsbroms ny 42-45, vänster	368 42 45