


Att: Ordinatörer  
Tekniker  
Inköpare

## Sidoskydd plast, ny till S2, S2 kort och U2

Nu har vi tagit fram ett plastsidoskydd som fungerar tillsammans med våra enhandsbromsar.

Vi har gjort det lite mindre och smidigare. Dessutom har vi utformat det så att enhandsbromsen kan ställas steglöst utan att komma i konflikt med sidoskyddet.



Benämning	Art. nr
Sidoskydd plast ny, komplett par inkl. fästen	440 00 10
Sidoskydd plast ny, höger	440 00 11
Sidoskydd plast ny, vänster	440 00 12