


Att: Ordinatörer  
Tekniker  
Inköpare

## Sidoskydd aluminium, ny till S2, S2 kort och U2

Nu har vi tagit fram ett aluminiumsidoskydd som fungerar tillsammans med våra enhandsbromsar.

Vi har gjort det lite mindre och smidigare. Dessutom har vi utformat det så att enhandsbromsen kan ställas steglöst utan att komma i konflikt med sidoskyddet.



Benämning	Art. nr
Sidoskydd aluminium ny, komplett par inkl. fästen	440 00 30
Sidoskydd aluminium ny, höger	440 00 31
Sidoskydd aluminium ny, vänster	440 00 32