

Att: Ordinatörer
Tekniker
Inköpare

Nytt standard däck till våra standard drivhjul

Från och med mitten av september 2003, så kommer vi att börja införa ett nytt 24" standarddäck.

Detta 24" Cheng Shin däck kommer att ersätta alla våra 24" Hutchinson- och Pr1mo däck.

Cheng Shin däcken är mycket snarlika Pr1mo däcken. De har dessutom samma tillverkare.

Rullar lättare - Jämfört med Hutchinsondäcken är detta däck mer lättrullat.

Väger mindre - Detta däck väger dessutom mindre än Hutchinsondäcken.

Våra tester visar att livslängden på Cheng Shin däcken är ungefär samma som på Hutchinson däcken.



Benämning

Däck 24" CST 24x1", std

Art. nr

100 00 44

panthera

Panthera Production AB
Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga
Telefon 08-761 50 40 Fax 08-621 08 10
panthera@panthera.se www.panthera.se