

## Rörskydd

Vi har tagit fram ett rörskydd som placeras på stolens chassi. Detta är till för att skydda stolen mot stötar som kan ge lackskador.

Rörskyddet kan monteras antingen på de främre chassirören (se bild 1), eller på ryggbågen (se bild 2 och 3).

Rörskyddet är tillverkat i polyesterklädd neopren, och är elastiskt på både längden och bredden.

Ena sidan av rörskyddet är svart med ett grått "Panthera" tryck. Andra sidan är blått utan tryck. Båda sidorna kan vändas utåt vid montering.

Benämning	Art. nr
Rörskydd	990 02 51



Bild 1.



Bild 2.



Bild 3.