

Utprovad av:

E-post:

Utprovad för:

Telefon:

Datum:

Rullstolens totalvikt (g):

Vikten ändras sig beroende på vilka val du gör nedan.

S3 Swing Lång har delade, undanfällbara benstöd och en justerbar bakaxel av kolfiber. För att hitta en balansering som passar dig kan bakaxeln flyttas till olika lägen. Ange önskat mått under "Inställningar". S3 Swing Lång är 50 mm längre än S3 Swing och har sitt höjd 45 cm fram och 43 cm bak, utan dyna. För att justera sitthöjden kan andra storlekar av drivhjul eller ett förhöjningskit och passande framgaffel väljas från tillvalslistan.  
**Max brukarvikt är 100 kg för sittbredd 36-42 och 150kg för sittbredd 45-50 cm.**

Spara guiden på "skrivbordet" och öppna den med [Adobe Reader](#), för bästa funktion. Välj utförande på din rullstol genom att klicka i cirkelarna i denna guide. Blå, understruken text är klickbar för att [visa info](#) eller bild.

BB = sittbredd, HH = rygghöjd

**Original utförande**

**Alternativt utförande**

**Mindre vanliga alternativ** [info](#)



**1) Chassi-färg** Klicka på länken för aktuella färger. Fyll i art.nr. i rutan.

**2) Sittbredd (BB)**

[art.nr.](#)

- 36 cm  39 cm  42 cm  45 cm  50 cm

Art.nr inkluderar: chassi, rygggläs

Rensa

**3) Sittdjup**

[art.nr.](#)

- 40 cm  45 cm

Rensa

- 37,5 cm  42,5 cm

**4) Ryggstöd**

Standard

523BBHH VER2

Rensa rygg

Rygghöjd (HH)

- 20 cm  35 cm  
 25 cm  40 cm  
 30 cm  45 cm

Rensa höjd

[Insvängd](#)

525BBHH VER2

[Bakåtbockad](#)

524BBHH VER2

**5) Bakaxel**

[Carbon standard](#)

33023BB

Rensa

[Carbon +15 mm](#)

33023BC\*

\* sitbredd BB +1

Denna bakaxel används om man väljer till armstöd under Tillbehör och/eller val av ökad sitthöjd.

[Annan](#) bakaxel eller sitthöjd

[Ökning av sitthöjd](#)

**6) Länkhjul och framgaffel**

[120 mm](#)

Rensa

[90 mm](#)

[150 mm](#)

**7) Fotstöd**

[Swing S3 kpl par](#)

[art.nr.](#)

Rensa

[Fotplatta stor](#)

[art.nr.](#)

[Förlängda rör 40 mm](#)

[art.nr.](#)

[Hälband till fotplattor](#)

[art.nr.](#)

**8) Broms**

[Broms S3](#)

4630000

Rensa

[Annan broms](#)

**9) Drivhjul - utan drivring**

24" [Standard](#)

[art.nr.](#)

Rensa

22" [Standard](#)

[Drivhjulstorlek](#)  
[art.nr.](#)

25" [Spinergy X](#) svarta ekrar

26" [Spinergy X](#) svarta ekrar

[Annat drivhjul](#)

**Däck - välj däck**

[Right Run](#) 22",24",25",26"

Standard

Rensa

[Grovmönstrat](#) 24"

[Marathon Plus](#) 22",24",25",26"

[PU](#) 24" (massivt)

[PU](#) 22" (massivt)

**10) Drivring**

[Titan](#)

190DD11 (x2)

Rensa

**DD** = Hjuldiameter

[Paragrip](#)

19051DDBT x2

[Tetragrip](#)

19052DDBTx2

**DD** = Hjuldiameter

[Maxgrepp](#) 24" (innehåller latex)  
1903060 x2

[Maxgrepp](#) 22" (innehåller latex)  
1903080 x2

## Tillbehör



### Sidoskydd

- [Sidoskydd S3](#) [Video](#)  
art.nr.
- Rensa



### Armstöd

- [Armstöd S3](#) [Video](#)  
art.nr.



### Sidoskydd Carbon

- [Carbon](#)  
art.nr.
- [Carbon, liten skärm](#)  
art.nr.
- [Carbon, stor skärm \\*](#)  
art.nr.

\* Endast med enhandsbroms



### Körhandtag H/S

- [Höj / sänkbara S3](#) [Video](#)  
4252060 VER2
- [Höj / sänkbara S3+10 cm](#)  
4252063 VER2  
Max. brukarvikt 100kg
- Rensa



### Körhandtag Fällbara

- [Fällbara S3](#) [Video](#)  
4245000



### Körhandtag Körbåge

- [Körbåge S3](#)  
42400BB VER2

Max. brukarvikt 100kg



### Tippskydd

- [Tippskydd](#) std sitthöjd  
4353000 [Video](#)

[Annan sitthöjd](#)



### Dyna

- Sittdjup 40 cm    Sittdjup 45 cm
- [2,5 cm](#)     [5 cm](#)  
572BB40    575BB45
- [5 cm](#)  
575BB40
- Rensa




### Ekerskydd

- [24" logga](#)     [22" logga](#)  
4500000    4500100
- [24" ej logga](#)     [22" ej logga](#)  
4500011    4500111
- Rensa



### Övrigt

- [Rörskydd](#) \_\_\_\_\_ st  
9900251 (x3/rullstol)
- [Kryckkäppshållare S3](#) \_\_\_\_\_ st  
9900301 (x1/krycka) [Video](#)
- [Ryggekil](#) \_\_\_\_\_ st  
4710012



### Kildyna

- [Kildyna](#)  
57710BB



- [Bord S3](#)  
6810020

## Inställningar



### Ryggstödvinkel

Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel.  
14-28 mm. Standard=18 mm


A= \_\_\_\_\_ mm



### Bakaxeljustering

Ange måttet (A) för önskad balansering.  
Standard=40 mm

A= \_\_\_\_\_ mm



### Fotstödhöjd

Ange måttet (A) och (B) för fotstöd.

A= \_\_\_\_\_ mm    B= \_\_\_\_\_ mm

### Transportmärkning

- JA märk upp stolen med fästpunkter för transport i färdtjänstfordon.

Art.nr.9000152

OBS! Se [bruksanvisningen](#) för närmare anvisningar.



Extra